
Cabinas químicas de recirculación de aire Trionyx

NUEVO



- Conforme a la normativa NF X 15-211
- Interfaz Filtralarme 5 de pantalla táctil
- Paredes y ventana de PMMA transparente
- Control automático del flujo de aire
- Pasos de cables en las paredes
- Se entrega sin filtros, para ser completado con filtros de su elección

+ productos en nuestras WEB

Modelo	H061D+	H061Z+	H091D+	H092D+	H092Z+	H122D+	H122Z+
Dim. int. An x Pr x Al (mm)	545 x 505 x 735			845 x 700 x 935		1145 x 700 x 935	
N° columnas motor	1			2			
Tipo de apertura	2 frontales	Trapecio	2 frontales	2 frontales	Trapecio	2 frontales	Trapecio
Dim. Ext. (an x pr x al) (mm)	600 x 650 x 950			900 x 750 x 1160			1200 x 750 x 1160
Peso (kg)	23						
Ref. config 1C	960593	960597	960601	960605	960609	960617	960621
€	3968 -	3969 -	4567 -	5094 -	5097 -	6361 -	6364 -
Ref. config 2C	960594	960598	960602	960606	960610	960618	960622
€	4097 -	4110 -	4568 -	5096 -	5097 -	6673 -	6683 -
Ref. config 3C	-	-	-	960608	960612	960620	960624
€	-	-	-	5360 -	4184 -	6975 -	6973 -
Ref. config 4C	-	-	-	960607	960611	960619	960623
€	-	-	-	5586 -	5588 -	7119 -	7122 -

Superficie de trabajo

Superficie de trabajo de melamina con bandeja de retención	060467	060490	060491
	229 -	284 -	305 -
Superficie de trabajo de vidrio con bandeja de retención	060475	060493	060494
	346 -	411 -	467 -

Muebles soporte

Mesa tubular con ruedas	060466	960354	960385
	894 -	929 -	940 -

Accesorios

Ref.	Descripción	€
960664	Detector de saturación de vapores orgánicos *	1733 -
960662	Detector de saturación de vapores corrosivos *	1305 -
960663	Detector de saturación de vapores de formaldehído *	1435 -
960661	Detector de saturación de vapores de amoníaco *	1440 -
060478	Luz exterior integrada	247 -

* Obligatorio para una campana de clase 1

Filtros de carbón activado

Ref.	Descripción	€
060374	Filtro Hepa H14 para la manipulación de polvos *	263 -
060373	Soporte de filtro Hepa *	266 -
060288	Filtro de carbón activado para vapores orgánicos	362 -
060168	Filtro de carbón activado para vapores corrosivos	440 -
960302	Filtro de carbón activado para vapores de formaldehído	537 -
060477	Filtro de carbón activado para vapores de amoníaco	643 -

* Filtro Hepa y soporte asociado que se combinan para su uso