Cabina de flujo laminar vertical y horizontal

Seguridad
- Flujo laminar horizontal o vertical de aire limpio para proteger la muestra
- Equipada con filtro HEPA, conformes ISO clase 3
- Control automático con alarmas de mal funcionamiento
- Estabilidad y autocompensación del flujo

Ergonomía
- Pantalla LCD ergonómica centrada y angulada para una rápida visualización y búsqueda
- Superficie de trabajo de acero inoxidable redondeada en la parte frontal para mayor comodidad de los antebrazos
- Muy económico: nuevo motor de bajo consumo y modo de reposo integrado
- Paneles laterales de vidrio templado
- Nivel de ruido 55,8 dBa (52,4 dB en modelo de 120 cm)

Fácil mantenimiento
- Fácil de limpiar: superficie de trabajo de acero inoxidable y borde curvado
- Fácil acceso a la zona de trabajo
- Revestimiento isocida antimicrobiano

Las cabinas están equipadas con :
2 tomas de corriente,
una lámpara UV
y del panel de cierre

GoGREEN

POINT ECO
Las cabinas están equipadas con una nueva generación de motores que consumen menos energía, reduciendo el consumo y los niveles de ruido.



Cabinas de flujo laminar horizontal

Modelo	LHG-3AG-F8	LHG-4AG-F8	LHG-5AG-F8	LHG-6AG-F8
Tamaño nominal	0,9 m	1,2 m	1,5 m	1,8 m
L x Al x P ext. (mm)	1035 x 1118 x 788	1340 x 1118 x 788	1645 x 1118 x 788	1955 x 1118 x 788
L x Al x P Int. (mm)	898 x 573 x 631	1203 x 573 x 631	1508 x 573 x 631	1813 x 573 x 631
Peso neto/embalada (kg)	100 / 132	145 / 200	167 / 224	212 / 277
Potencia (W)	140	171	211	249
Iluminación (lux)	1045	1139	984	1221
Nivel sonoro (dBa)	53,2	55,8	58,4	60
Ref.	**486329**	**486330**	**486331**	**486332**
€	**6882 -**	**7067 -**	**10482 -**	**9644 -**

Cabinas de flujo laminar Vertical

Modelo	LVG-3AG-F8	LVG-4AG-F8	LVG-5AG-F8	LVG-6AG-F8
Tamaño nominal	0,9 m	1,2 m	1,5 m	1,8 m
L x Al x P ext. (mm)	1035 x 1270 x 784	1340 x 1270 x 784	1645 x 1270 x 784	1950 x 1270 x 784
L x Al x P Int. (mm)	965 x 689 x 739	1270 x 689 x 739	1575 x 689 x 739	1880 x 689 x 739
Peso neto/embalada (kg)	135/167	158/202	199/256	208/273
Potencia (W)	129	151	199	258
Iluminación (lux)	980	904	894	1062
Nivel acústico (dB)	51,6	52,4	55,6	57,6
Ref.	**486325**	**486326**	**486327**	**486328**
€	**7568 -**	**7692 -**	**12654 -**	**13715 -**

Packs

Ref.	Descripción	€
486299	Pack campana de flujo laminar horizontal 1,2m LHG-4AG, 2 tomas, lámpara UV, panel de cierre y soporte	**7185 -**
486300	Pack campana de flujo laminar vertical 1,2m LHG-4AG, 2 tomas, lámpara UV, panel de cierre y soporte	**10888 -**

Packs LHG o LVG AIRSTREAM 1,2 m
con soporte – Nuestra solución todo en uno !

Accesorios

Ref.	Descripción	€
486100	Soporte altura 86 cm para cabinas LVG o LHG 90 cm	**868 -**
486101	Soporte altura 86 cm para cabinas LVG o LHG 120 cm	**868 -**
486102	Soporte altura 86 cm para cabinas LVG o LHG 150 cm	**905 -**
486103	Soporte altura 86 cm para cabinas LVG o LHG 180 cm	**1176 -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB