Cabinas de seguridad microbiológica Thermo Scientific HERASFE 2025

NUEVO



Cabina de seguridad microbiológica de tipo II EN 12469 con tecnologías innovadoras para garantizar una contención y una eficiencia energética óptimas.

Rendimiento

- Controlador: intuitivo, fácil de usar y práctico
- Dos motores independientes que equilibran constantemente las velocidades para proteger al operario y las muestras
- Monitoreo continuo de las velocidades de caudal de flujo para garantizar una protección óptima
- Ventana léctrica con una posición de trabajo a 200 mm con batería de reserva
- Interior de acero inox. 316 y paredes de vidrio

Energía eficiente

- Modo de espera: reduce la velocidad del motor y el consumo de energía hasta que se reanuda la actividad
- El diseño energéticamente eficiente genera menos calor

Ergonomía

- Inclinado 10°
- Reposabrazos estándar (reposabrazos ergonómicos opcionales con inserción de gel)
- Zona iluminada con Led
- Fácil limpieza gracias al acceso total al interior del puesto de trabajo: la pared de cristal se abre mediante un sistema de bisagras
- Equipado con 2 tomas de corriente en la pared trasera

Tamaño/anchura int. (m)	0,9	1,2	1,5	1,8
L x P x Al ext. (mm)	1000 x 800 x 1536	1300 x 800 x 1536	1600 x 800 x 1536	1900 x 800 x 1536
L x P x Al int. (mm)	900 x 465 x 780	1200 x 465 x 780	1500 x 465 x 780	1800 x 465 x 780
Abertura de trabajo para ventana frontal	200	200	200	200
Nivel acústico (dB)	57	57	57	57
Consumo (Wh)	133	153	217	251
Ref. sin lámpara UV	262341	262342	262343	262344
€	13492 -	13983 -	17642 -	18169 -
Ref. con lámpara UV	262345	262346	262347	262348
€	15013 -	15504 -	19172 -	19689 -
Accesorios				
Base con altura fija	229081	229082	229083	229084
€	883 -	896 -	1060 -	1070 -
Base con altura ajustable	229065	229066	229067	229068
€	1060 -	1230 -	1340 -	1420 -
Base con regulación eléctrica	-	-	228064	228065
€	-	-	5810 -	6330 -
Reposapiés (para base no eléctrica)	023317	023273	228196	023274
€	389 -	566 -	619 -	617 -
Juego de ruedas para base*	023272	023272	023272	023272
€	668 -	668 -	668 -	668 -
Reposabrazos ergonómicos de acero inoxidable con inserción de gel x 2	262867	-	-	-
€	421 -	-	-	-

* Sólo para base fija.

