Cámaras climáticas de clima constante KBF-S ECO



Cámaras climáticas enfrimiento por Peltier. Ideal para pruebas de estabilidad a largo plazo o aceleradas, conforme a la directiva ICH Q1A.

- 3 capacidades : 240, 720 y 1020 litros
- Cámaras climáticas sin refrigerantes: eficientes energéticamente y respetuosas con el medio ambiente
- Módulos para refrigeración de efecto Peltier: refrigeración económica y de alto rendimiento con mantenimiento muy estable de la temperatura
- Rango de temperatura y descenso de temperatura mejorados gracias al rendimiento de los módulos Peltier: entre 0 y + 70°C (máx. - 24°C por debajo de la temperatura ambiente)
- Sistema de calefacción con cámara de precalentamiento APT.line ™
- Humedad relativa del 10 al 80% HR
- Suministro de agua independiente por bidón
- Pantalla LCD, visualización de la temperatura, humedad y alarmas: protección contra sobrecalentamiento clase 3.1
- Función autotest para comprobar automáticamente el buen funcionamiento del aparato
- Control de datos: registrador de datos internos, recuperación de datos mediante llave USB
- Cámara interior de acero inoxidable
- Incluye 2 parrillas de acero inoxidable, con soportes
- Puerto de acceso con tapón de silicona Ø 30 mm, a la izquierda para todos los modelos
- Incluye un bidón para el suministro de agua

Ref.	Descripción	€
492800	Cámara climática KBF-S ECO 240 - 230 V	12066 -
492799	Cámara climática KBF-S ECO 720 - 230 V	16811 -
492798	Cámara climática KBF-S ECO 1020 - 230 V	21321 -

Opciones

Modelo	240		720		1020	
	Ref.	€	Ref.	€	Ref.	€
Puerto de acceso 30 mm a la derecha	492808	505 -	492808	505 -	-	-
Puerto de acceso 30 mm a la izquierda	492809	505 -	-	-	-	-
Puerto de acceso 50 mm a la derecha	492815	589 -	-	-	-	-
Puerto de acceso 50 mm a la izquierda	492811	589 -	-	-	-	-
Cerradura de puerta	492812	617 -	492814	617 -	492814	617 -
Tiras LED kit de base 300	492388	1501 -	492388	1501 -	492388	1501 -
Tiras LED kit de base 900	-	-	-	-	492825	1748 -
Kit tiras adicionales 300 longitud 30 cm	492826	338 -	492826	338 -	492826	338 -
Kit tiras adicionales 500 longitud 50 cm	492827	437 -	492827	437 -	492827	437 -
Kit tiras adicionales 900 longitud 90 cm	-	-	492828	715 -	492828	715 -

Bandejas

Modelo	240		720		1020	
	Ref.	€	Ref.	€	Ref.	€
Rejilla acero inox.	492862	238 -	-	-	-	-
Rejilla reforzada	492163	457 -	492175	607 -	492244	684 -

Accesorios

Ref.	Descripción	€
492818	Soporte para bidón	358 -
492258	Sistema de tratamiento de agua aquapure para conexión directa a red	1493 -
492453	Cartucho de recambio para sistema de tratamiento de agua	421 -



Group Dutscher IBERICA

Cultek
www.cultek.com
mail: info@cultek.com

BioLab
www.ddbiolab.com
mail: ddbiolab@ddbiolab.com

teknovas
www.teknovas.com
mail: comercial@teknovas.com

