Pequeños incubadores refrigerados de efecto Peltier IPP





- Panel de control intuitivo y fácil de usar
- Dos versiones disponibles:
- Visualización y control sencillos, Modelo IPP
- Visualización y control avanzados programables, modelo IPPplus
- 2 capacidades : 32 l y 55 l
- Puerta interior de vidrio
- Certificado de calibracion de fábrica a +10, +25, +40C

*Pantalla simple :
- de la temperatura ;
- de la duración de programas;
- de la ventilación

*Plus (pantalla doble, con la misma función que la pantalla simple, y además: :
- programación a través de un puerto USB ;
- visualización de otros parámetros específicos.

Volumen (l)	32	53
Dim. int. : L x p x al (mm)	400 x 250 x 320	400 x 330 x 400
Dim. ext. sin asa : L x p x al (mm)*	585 x 524 x 707	585 x 604 x 787
Temperatura de trabajo sin luz	0 °C hasta + 70 °C	0 °C hasta + 70 °C
Temperatura de trabajo con luz	+10 °C hasta + 40 °C	+10 °C hasta + 40 °C
Número de rejillas incluidas en estándar / máx.	1 / 3	1 / 4
Potencia (W) 230 V 50/60 Hz	125	175
Peso (kg)	51	62
Modelo	IPP30	IPP55
Ref.	911715	911716
€	3196 -	3480 -
Modelo Plus	IPP30plus	IPP55plus
Ref.	911720	911721
€	3596 -	3877 -

*(Dim. ext. profundidad con asa de la puerta : + 56 mm).

Accesorios

Modelo	30	55
Rejilla adicional	911678	911679
€	60 -	70 -
Bandeja perforada	911683	911684
€	60 -	70 -

Opciones (montaje de fábrica)

Enchufe interior (limita el rango de temperatura a máx. +70 °C) capacidad eléctrica 230V/2,2A, parada mediante interruptor principal, sin mando individual.

Modelo	IPP30	IPP55
Enchufe interior*	911690	
€	434 -	

* Enchufe de interior (limita el rango de temperatura a máx. +70 °C) max potencia eléctrica 230V/2,2A, parada mediante interruptor principal, sin mando individual;
requiere pedir por separado la limitación de temperatura a 70 °C (consultar).

Paso de cable (montaje en fábrica) para todos los incubadores refrigerados IPP

Paso de cable diam. (mm)	Ø 23			
Posición de paso de cable	Centrado a la izquierda	Centrado a la izquierda arriba	Centrado a la derecha	Centrado a la derecha arriba
Ref.	911725	911726	911727	911728
€	122 -	122 -	122 -	122 -



Group Dutscher IBERICA

Cultek
www.cultek.com
mail: info@cultek.com

BioLab
www.ddbiolab.com
mail: ddbiolab@ddbiolab.com

teknovas
www.teknovas.com
mail: comercial@teknovas.com

