Incubadores refrigerados de efecto Peltier MEMMERT

Incubadores refrigerados de efecto Peltier: una tecnología sin compresor excelente para mantener la temperatura por debajo de la temperatura ambiente.
Una nueva tecnología Peltier de bajo consumo:
- bajo consumo de energía en comparación con un incubador de compresor;
- bajo nivel de ruido de funcionamiento (efecto Peltier) ;
- tiempos de enfriamiento, calentamiento y recuperación mejorados.



- Sistema de refrigeración/calefacción Peltier de alta eficiencia energética
- Temperatura : 0 a +70 °C; con luz (opcional) : 10 a +40 °C
- Equipado con puerta exterior de acero inoxidable y puerta interior de cristal
- Carcasa interna y externa de acero inoxidable
- Panel de control intuitivo y fácil de usar
- 2 versiones disponibles: versión básica IPPeco y versión programable IPPecoplus
- 7 capacidades diferentes : de 110 l a 2200 l
- Incluye 2 bandejas y certificado de calibración de fábrica a +10, +25, y +40 °C

Modelo IPP	IPP 110 eco	IPP 110 ecoplus	IPP 260 eco	IPP 260 ecoplus	IPP 410 eco	IPP 410 ecoplus	IPP 750 eco	IPP 750 ecoplus	IPP 1060 eco	IPP 1060 ecoplus	IPP 1400 eco	IPP 1400 ecoplus	IPP 2200 eco	IPP 2200 ecoplus
Temperatura de trabajo sin luz (opcional)	De 0 °C (al menos 20 °C por debajo de la temperatura ambiente) a +70 °C													
Temperatura de trabajo con luz (opcional)	10 °C a + 40 °C													
Volumen (l)	108		256		384		749		1060		1360		2140	
Resolución de la pantalla	0,1 °C													
Dim. int. L x Al x P (mm) (P : menos 32 mm del ventilador Peltier)	560 x 480 x 400		640 x 800 x 500		640 x 1200 x 500		1040 x 1200 x 600		1040 x 1200 x 850		1250 x 1450 x 750		972 x 1450 x 750	
Dim. Ext. L x Al x P (mm) (P : +56 mm sin incluir el asa)	745 x 864 x 555		824 x 1183 x 655		824 x 1720 x 655		1224 x 1720 x 755		1224 x 1720 x 1005		1435 x 1913 x 905		2157 x 1913 x 905	
Número de bandejas estánd/máx.	2/5	2/5	2/9	2/9	2/14	2/14	2/14	2/14	2/14	2/14	2/28	2/28	2/42	2/42
Carga máx. por bandeja (kg)	20	20	20	20	20	20	30	30	20	20	30	30	30	30
Carga máx. de la unidad (kg)	150	150	200	200	200	200	200	200	200	200	250	250	330	330
Peso aprox. (kg)	78	78	114	114	450	450	230	230	255	255	450	450	493	493
Ref.	**914272**	**914273**	**914297**	**914298**	**914322**	**914323**	**914346**	**914347**	**914370**	**914371**	**914390**	**914391**	**914402**	**914403**
€	**5188 -**	**5532 -**	**7256 -**	**7746 -**	**8990 -**	**9379 -**	**11853 -**	**12140 -**	**15992 -**	**16514 -**	**26609 -**	**27191 -**	**33598 -**	**34119 -**

Accesorios

Modelo IPP	IPP 110 eco	IPP 110 ecoplus	IPP 260 eco	IPP 260 ecoplus	IPP 410 eco	IPP 410 ecoplus	IPP 750 eco	IPP 750 ecoplus	IPP 1060 eco	IPP 1060 ecoplus	IPP 1400 eco	IPP 1400 ecoplus	IPP 2200 eco	IPP 2200 ecoplus
Rejilla adicional	**914414**	**914414**	**914415**	**914415**	**914416**	**914416**	**914417**	**914417**	**914418**	**914418**	**914419**	**914419**	**914420**	**914420**
€	**106 -**	**106 -**	**137 -**	**137 -**	**137 -**	**137 -**	**226 -**	**226 -**	**334 -**	**334 -**	**208 -**	**208 -**	**208 -**	**208 -**
Bandeja perforada	**914426**	**914426**	**914427**	**914427**	**914428**	**914428**	**914429**	**914429**	**914430**	**914430**	**914431**	**914431**	-	-
€	**106 -**	**106 -**	**137 -**	**137 -**	**137 -**	**137 -**	**226 -**	**226 -**	**556 -**	**556 -**	**652 -**	**652 -**	-	-
Bandeja de goteo deslizante con borde 15 mm	**914432**	**914432**	**914433**	**914433**	**914434**	**914434**	**914435**	**914435**	**914436**	**914436**	-	-	-	-
€	**129 -**	**129 -**	**179 -**	**179 -**	**179 -**	**179 -**	**277 -**	**277 -**	**407 -**	**407 -**	-	-	-	-
Bandeja de goteo inf. deslizante con borde 15 mm	**914438**	**914438**	**914439**	**914439**	**914440**	**914440**	**914441**	**914441**	**914442**	**914442**	-	-	-	-
€	**187 -**	**187 -**	**229 -**	**229 -**	**229 -**	**229 -**	**357 -**	**357 -**	**413 -**	**413 -**	-	-	-	-
Soporte altura 500 mm	**914491**	**914491**	**914492**	**914492**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
€	**384 -**	**384 -**	**426 -**	**426 -**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Soporte altura 560 mm	**914493**	**914493**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
€	**544 -**	**544 -**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Soporte bajo 130 mm	**914494**	**914494**	**914495**	**914495**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
€	**299 -**	**299 -**	**332 -**	**332 -**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Opciones

Modelo IPP	IPP 110 eco	IPP 110 ecoplus	IPP 260 eco	IPP 260 ecoplus	IPP 410 eco	IPP 410 ecoplus	IPP 750 eco	IPP 750 ecoplus	IPP 1060 eco	IPP 1060 ecoplus	IPP 1400 eco	IPP 1400 ecoplus	IPP 2200 eco	IPP 2200 ecoplus
Puerto de acceso 23 mm izquierda centro	**914278**	**914278**	**914303**	**914303**	**914328**	**914328**	**914353**	**914353**	**914373**	**914373**	-	-	-	-
€	**122 -**	**122 -**	**122 -**	**122 -**	**122 -**	**122 -**	**122 -**	**122 -**	**122 -**	**122 -**	-	-	-	-
Puerto de acceso 23 mm izquierda superior	**914279**	**914279**	**914304**	**914304**	**914329**	**914329**	**914354**	**914354**	**914374**	**914374**	-	-	-	-
€	**122 -**	**122 -**	**122 -**	**122 -**	**122 -**	**122 -**	**122 -**	**122 -**	**122 -**	**122 -**	-	-	-	-
Puerto de acceso 23 mm centro derecha	**914280**	**914280**	**914305**	**914305**	**914330**	**914330**	**914355**	**914355**	**914375**	**914375**	-	-	-	-
€	**122 -**	**122 -**	**122 -**	**122 -**	**122 -**	**122 -**	**122 -**	**122 -**	**122 -**	**122 -**	-	-	-	-
Puerto de acceso 23 mm derecho superior	**914281**	**914281**	**914306**	**914306**	**914331**	**914331**	**914356**	**914356**	**914376**	**914376**	-	-	-	-
€	**122 -**	**122 -**	**122 -**	**122 -**	**122 -**	**122 -**	**122 -**	**122 -**	**122 -**	**122 -**	-	-	-	-
Módulo luz led T7 fría 6500 K	-	**914274**	-	**914299**	-	**914324**	-	**914349**	-	-	-	-	-	-
€	-	**2233 -**	-	**2979 -**	-	**3298 -**	-	**3298 -**	-	-	-	-	-	-
Módulo luz led T8 fría y cálida 6500 K + 2700 K	-	**914275**	-	**914300**	-	**914325**	-	**914350**	-	-	-	-	-	-
€	-	**2233 -**	-	**2979 -**	-	**3348 -**	-	**3298 -**	-	-	-	-	-	-
Módulo luz led T9 cálida 2700 K	-	**914276**	-	**914301**	-	**914326**	-	**914351**	-	-	-	-	-	-
€	-	**2233 -**	-	**2979 -**	-	**3298 -**	-	**3298 -**	-	-	-	-	-	-

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB