Incubadores e incubadores refrigerados HettCube



Visiten nuestras WEB

HettCube 200



HettCube 600

Incubadores HettCube 200, 400 y 600

- Disponibles en versión ventilada y refrigerada
- Control preciso de la temperatura: ajuste a 0,1 °C
- El calor radiante reduce las corrientes de aire y evita que las muestras se sequen
- Cumple la Directiva 2017/746 sobre diagnóstico in vitro (de conformidad con el anexo IX)
- Equipamiento de serie:
  - Controlador de microprocesador con funciones de programación: protección contra temperaturas excesivamente altas o bajas
  - Salida de alarma de contacto seco
  - Sistema de alarma acústica y óptica
  - Controlador de temperatura de clase 3.1 (3.2 para versiones refrigeradas)
- Pantalla táctil de 4,3 pulgadas intuitiva y fácil de usar
- Programación semanal simplificada con calendario en tiempo real
- 1 estante telescópico suministrado de serie con cada modelo
- Bloqueo simultáneo del panel de control y de la puerta
- Paso trasero de 42 mm de diámetro

Modelo	200	200R	400	400R	600	600R
Temperatura	Ambiente +1 a 65°C y 0 a 65°C					
Dim. ext. an x P x al (mm)	710 x 825 x 970		710 x 825 x 1425		710 x 825 x 1990	
Dim. int. an x P x al (mm)	535 x 690x 420		535 x 690 x 850		535 x 690 x 1415	
Volumen (l)	150		310		520	
Espacio que ocupa en suelo (m2)	0,59					
Número de bandejas incluídas	2*		3*		4*	
Número máx. de bandejas	4		9		16	
Número máximo de estantes	-		-		16	
Peso (kg)	92/103		117/128		164/175	
Nivel acústico (dB)	‹ 41 / ‹ 44					
Ref.	472649C	472652C	472650C	472647C	472651C	472648C
€	5647 -	8533 -	6271 -	10807 -	8614 -	14299 -

*Incluye 1 bandeja con raíles telescópicos.

Opciones

Ref.	Descripción	€
472672	Paso de cable en la pared izquierda del incubador, Ø 22 mm	270 -
472673	Paso de cable en la pared izquierda del incubador, Ø 42 mm	293 -
472674	Paso de cable en la pared izquierda del incubador, Ø 67 mm	389 -
472980	Bloque de 4 tomas de corriente externas controlables con cable paso pared	552 -
472767	Puerta exterior de vidrio para Hettcube 200/200R	568 -
472766	Puerta exterior de vidrio para Hettcube 400/400R	597 -
472765	Puerta exterior de vidrio para Hettcube 600/600R	643 -
492988	Parámetro para el funcionamiento en refrigeración continua	265 -
473053	Deshumidificación pasiva	1777 -
473054	Sonda PT 100 independiente (60503)	445 -

Accesorios

Ref.	Descripción	€
472667	Bandeja (acero inox) con rail de acero inox. (estante estándar)	214 -
472757	Bandeja (acero inox.) con riel telescópico	435 -
472800	Media bandeja para 90 placas de Petri 90 mm	234 -
472784B	Bandeja Inxi 650 x 528 mm para 84 tubos de BK ángulo 5°	259 -
472758	Cajón (acero inox.) con riel telescópico, altura 30 mm	596 -
472759	Cajón (acero inox.) con riel telescópico, altura 65 mm	652 -
472760	Cajón (acero inox.) con riel telescópico, altura 105 mm	709 -
472675	Kit de apilado seguro (para dos HettCube 200 o 200R)	607 -
472676	Mueble con ruedas para HettCube 200 o 200R(770 x 550 x 800)	1965 -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB