Estufas BINDER (continuación)

Modelos de convección forzada

Modelo	FD23	AdvangardeLine FD56	AdvantageLine FD115	AdvantageLine FD260
Volumen	20	60	116	259
Dimensiones int. L x p x al (mm)	222 x 300 x 330	400 x 345 x 440	550 x 385 x 550	650 x 515 x 780
Dimensiones ext. L x p x al (mm)	435 x 520 x 495	560 x 565 x 625	710 x 605 x 735	810 x 760 x 965
Temperatura	T° amb. 5 °C a + 300 °C	T° amb. 10 °C a 300 °C		
Número de rejillas incluidas en estándar	2	2	2	2
Número de rejillas máx.	4	5	6	9
Número de puertas	1	1	1	1
Peso (kg)	27	40	50	97
Potencia (W) 230V 50 Hz	800	1100	1300	2300
Ref.	**9010-0194**	**492007**	**492008**	**492009**
€	**2238 -**	**1917 -**	**2640 -**	**4369 -**

Accesorios y opciones para los modelos convección forzada

Bandeja cromada	-	-	-	**494140**
€	-	-	-	**247 -**
Bandeja perforada	-	**494837**	-	-
€	-	**113 -**	-	-
Puerto de acceso 30 mm izquierda	**492280**	**492054**	**492054**	**492054**
€	**505 -**	**505 -**	**505 -**	**505 -**
Puerto de acceso 30 mm derecha	**492278**	**492053**	**492053**	**492053**
€	**505 -**	**505 -**	**505 -**	**505 -**
Patín de goma	-	**494142**	**494142**	**494142**
€	-	**29 -**	**29 -**	**29 -**
Cerradura de llave	**492275**	**492287**	**492287**	**492287**
€	**617 -**	**617 -**	**617 -**	**617 -**
Termostato 3.1	**492272**	**492282**	**492282**	**492282**
€	**535 -**	**535 -**	**535 -**	**535 -**

Modelos de convección forzada ajustable

Modelo	AvantgardeLine FED56	AvantgardeLine FED115	AvantgardeLine FED260	FED400	AvantgardeLine FED720
Volumen	60	116	259	400	720
Dimensiones int. L x p x al (mm)	400 x 345 x 440	550 x 385 x 550	650 x 515 x 780	1000 x 510 x 800	1000 x 610 x 1200
Dimensiones ext. L x p x al (mm)	560 x 565 x 625	710 x 605 x 735	810 x 760 x 965	1235 x 765 x 1025	1235 x 865 x 1530
Temperatura	T° amb. 10 °C a 300 °C			T° amb. 5 °C a + 300 °C	
Número de rejillas incluidas en estándar	2	2	2	2	2
Número de rejillas máx.	5	6	9	10	15
Número de puertas	1	1	1	2	2
Peso (kg)	40	50	97	145	195
Potencia (W) 230V 50 Hz	1100	1300	2300	-	-
Potencia (W) 400V 50 Hz	-	-	-	3400	5000
Ref.	**492010**	**492011**	**492012**	**9010-0216**	**492349**
€	**2603 -**	**3467 -**	**5058 -**	**6489 -**	**8695 -**

Accesorios y opciones para los modelos de convección forzada ajustable

Bandeja cromada	-	**494152**	**494140**	**494148**	-
€	-	**133 -**	**247 -**	**276 -**	-
Bandeja perforada	**494837**	-	-	-	-
€	**113 -**	-	-	-	-
Puerto de acceso 30 mm izquierda	**492285**	**492285**	**492285**	**492281**	**492281**
€	**505 -**	**505 -**	**505 -**	**505 -**	**505 -**
Puerto de acceso 30 mm derecha	**492284**	**492284**	**492284**	**492279**	**492279**
€	**505 -**	**505 -**	**505 -**	**505 -**	**505 -**
Patín de goma	**494142**	**494142**	**494142**	-	-
€	**29 -**	**29 -**	**29 -**	-	-
Cerradura de llave	**492288**	**492288**	**492288**	**492277**	**492277**
€	**617 -**	**617 -**	**617 -**	**617 -**	**617 -**
Termostato 3.1	**492283**	**492283**	**492283**	**492273**	**492273**
€	**535 -**	**535 -**	**535 -**	**535 -**	**535 -**