Incubadores BINDER

- Temperatura uniforme gracias a la cámara de precalentamiento APT.Line™
- Controlador con temporizador integrado de 0 a 99 h para los modelos 23/400 y 720 litros
- Controlador con temporizador integrado de 0 a 9 dias para los modelos AvantgardeLine 56/56.115.260 y 720 litros
- Ajuste digital de la temperatura al 0,1°C
- Seguridad de temperatura ajustable de clase 3.1 (DIN 12880), equipado con alarma visual y sonora
- Tiene una puerta interior de vidrio
- Cubeta interna de acero inoxidable
- Dispositivo apilable para los modelos de hasta 115 l
- 2 modelos disponibles: convección natural o forzada
- Puerto USB para los modelos Avantgarde.Line
- Ventilación ajustable en el modelo BF
- Se entrega con 2 estantes cromados





Incubador BF 720

Modelos BD	BD23	AvantgardeLine BD56	AvantgardeLine BD115	AvantgardeLine BD260	BD400	AvantgardeLine BD720
Volumen (l)	20	57	112	253	400	720
Dimensiones int. (mm)	222 x 330 x 277	360 x 420 x 380	510 x 530 x 420	610 x 760 x 545	1000 x 800 x 500	1000 x 1200 x 600
Dimensiones ext. (mm)	435 x 495 x 520	560 x 625 x 565	710 x 735 x 605	810 x 965 x 760	1235 x 1025 x 765	1235 x 1530 x 865
Temperatura	Amb. + 5 °C hasta 100 °C					
Número de rejillas estándar/máxima	2/3	2/4	2/5	2/8	2/10	2/15
Alimentación	50/60 Hz 230V	50/60 Hz 230V	50/60 Hz 230V	50/60 Hz 230V	50/60 Hz 230V	50/60 Hz 230V
Potencia nominal (kW)	0,2	0,3	0,35	0,85	0,5/0,4	0,5/0,4
Peso (kg)	26	85	53		135/145	191/180
Ref.	**9010-0187**	**9010-0323**	**9010-0325**	**492000**	**9010-0073**	**492347**
€	**1963 -**	**1702 -**	**2290 -**	**3879 -**	**5549 -**	**7544 -**

Accesorios y opciones para los modelos BD

Bandeja cromada	-	-	-	-	**494148**	-
€	-	-	-	-	**276 -**	-
Bandeja perforada	-	-	**492033**	**492040**	-	-
€	-	-	**173 -**	**299 -**	-	-
Puerto de acceso 30 mm al fondo	**8012-0397**	**8012-0397**	**8012-0397**	**8012-0397**	**8012-0397**	**8012-0397**
€	**521 -**	**521 -**	**521 -**	**521 -**	**521 -**	**521 -**
Puerto de acceso 30 mm izquierda	**8012-0047**	**8012-0047**	**8012-0047**	**8012-0047**	**8012-0047**	**8012-0047**
€	**521 -**	**521 -**	**521 -**	**521 -**	**521 -**	**521 -**
Puerto de acceso 30 mm derecha	**8012-0046**	**8012-0046**	**8012-0046**	**8012-0046**	**8012-0046**	**8012-0046**
€	**521 -**	**521 -**	**521 -**	**521 -**	**521 -**	**521 -**

Modelos BF	AvantgardeLine BF56	AvantgardeLine BF115	AvantgardeLine BF260	BF400	AvantgardeLine BF720
Volumen (l)	59	114	257	400	720
Dimensiones int. (mm)	400 x 340 x 440	550 x 550 x 380	650 x 780 x 510	1000 x 800 x 500	1000 x 565 X 1300
Dimensiones ext. (mm)	560 x 565 x 625	710 x 735 x 605	810 x 965 x 760	1235 x 1025 x 765	1165 x870X 1590
Temperatura	Amb + 5 °C a 100 °C			Amb + 5 °C a 100 °C	amb +10°C a 100°C
N° de rejillas estándar/maxima	2/4	2/5	2/8	2/10	2/16
Alimentación	50/60 Hz 230V	50/60 Hz 230V	50/60 Hz 230V	50/60 Hz 230V	50/60 Hz 230V
Potencia nominal (kW)	0,4	0,4	0,9	0,5/0,4	1,85
Peso (kg)	38	54	85	135/145	165
Ref.	**492001**	**492002**	**492003**	**9010-0241**	**492350**
€	**2311 -**	**3017 -**	**4697 -**	**5871 -**	**7841 -**

Accesorios y opciones para los modelos BF

Bandeja cromada	-	-	**494140**	**494148**	**494156**
€	-	-	**247 -**	**276 -**	**299 -**
Bandeja perforada	**494837**	-	-	-	-
€	**113 -**	-	-	-	-
Puerto de acceso 30 mm izquierda	**8012-0047**	**8012-0047**	**8012-0047**	**8012-0047**	**492271**
€	**521 -**	**521 -**	**521 -**	**521 -**	**521 -**
Puerto de acceso 30 mm derecha	**8012-0046**	**8012-0046**	**8012-0046**	**8012-0046**	**492270**
€	**521 -**	**521 -**	**521 -**	**521 -**	**521 -**
Puerto de acceso 30 mm por debajo	**8012-0045**	**8012-0045**	**8012-0045**	-	-
€	**521 -**	**521 -**	**521 -**	-	-

Opciones comunes BD y BF

Patines de goma	**494142**	**494142**	**494142**	-	-	-
€	**29 -**	**29 -**	**29 -**	-	-	-
Cerradura de llave	**8012-0318**	**492031**	**492031**	**492031**	**8012-0319**	**8012-0319**
€	**636 -**	**636 -**	**636 -**	**636 -**	**636 -**	**636 -**
Termostato 3.1	**8012-0032**	**492030**	**492030**	**492030**	**8012-0032**	**8012-0032**
€	**535 -**	**535 -**	**535 -**	**535 -**	**535 -**	**535 -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB