Incubadores BD-S Binder Solid Line

BINDER

- Incubadores bacteriológicos de convección natural
- Fácil de usar y eficiente, sin opciones disponibles
- Tecnología de la cámara de calor : APTline
- Regulación precisa de la temperatura
- Regulador fácil de usar con función de temporizador
- Corto tiempo de recuperación tras abrir las puertas
- Sin riesgo de corrosión, cámara totalmente de acero inox.
- Válvula de aire ajustable
- Puerta interior de vidrio de seguridad
- Bandeja cromada con soportes
- Termostato de seguridad integrado clase 3.1 (DIN 12880) con alarma visual



Modelo	BD-S 56	BD-S 115
Rango de temperatura (°C)	Temperatura ambiente + 5 °C a 70 °C	
Volumen Interior (l)	62	118
Dimensiones ext. An x Pr x Al (mm)	614 x 577 x 625	764 x 616 x 735
Dimensiones int. an x p x al (mm)	400 x 350 x 440	550 x 390 x 550
Peso neto (kg)	35,4	52,5
Número de estantes incluídos	1	1
Número máximo de estantes	3	5
Peso / bandejas (kg)	15	20
Peso total máximo (kg)	30	75
Fluctuación de la temp. a 37 °C	0,1	0,2
Ref.	**492400**	**492404**
€	**1334 -**	**1811 -**

Accesorios

Ref.	Descripción	€
492438	Bandeja cromada para BD-S 56	**43 -**
492442	Bandeja cromada para BD-S 115	**62 -**




Group Dutscher IBERICA

Cultek
www.cultek.com
mail: info@cultek.com

BioLab
www.ddbiolab.com
mail: ddbiolab@ddbiolab.com

teknovas
www.teknovas.com
mail: comercial@teknovas.com



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB