Agitador orbital Orbi-Shaker CO_2 y Orbi-Shaker CO_2 XL

- Ideal para su uso en incubadores de CO_2 u otros entornos extremos
- Control remoto de velocidad y tiempo, evita abrir el incubador
- Controlador con tacos magnéticos que pueden fijarse a las paredes de la mayoría de los incubadores
- Resistente a temperaturas de 0 a 60°C y niveles de humedad de hasta 100%
- Incluye plataforma clásica y alfombrilla antideslizante
- Unidad compatible Magic Clamp
- La plataforma magnética y los accesorios Magic Clamp se venden por separado



Visiten nuestras WEB

Modelo	Orbi-Shaker CO_2	Orbi-Shaker CO_2 XL
Velocidad (rpm)	30 - 300	
Ø Órbita (mm)	19	
Condiciones de uso	+0 a +60°C / 100% HR	
Dim. bandeja (mm)	330 x 300	400 x 425
Dim. Ext. (an x pr x al) (mm)	300 x 340 x 90	430 x 458 x 127
Peso (kg)	11,5	23
Alimentación	230V / 50-60 Hz / 600W	
Ref.	060977B	162508
€	NC -	NC -

Accesorios Orbi-Shaker CO_2

Ref.	Descripción	€
060971	Plataforma especial para 4 microplacas estándar	NC -
060972	Plataforma universal con muellles	NC -
060957	Plataforma magnética Magic Clamp universal 24 x 29,5 cm	NC -
060966	Plataforma magnética Magic Clamp universal 30 x 35 cm	NC -

* Los accesorios Magic Clamp sólo pueden utilizarse con las plataformas
Magic Clamp, en aparatos compatibles.

Accesorios Orbi-Shaker CO_2 XL

Ref.	Descripción	€
162509	Plataforma Magic Clamp universal 405 x 420 mm	NC -
060983	Plataforma Magic Clamp universal 457 x 457 mm	NC -

Accesorios Magic Clamp *

Ref.	Descripción	€
060962	Abrazadera magnética para Erlenmeyer 50 ml	NC -
060961	Abrazadera magnética para Erlenmeyer 125 ml	NC -
060960	Abrazadera magnética para Erlenmeyer 250 ml	NC -
060959	Abrazadera magnética para Erlenmeyer 500 ml	NC -
060958	Abrazadera magnética para Erlenmeyer 1000 ml	NC -
060967	Abrazadera magnética para Erlenmeyer 2000 ml	NC -
060987	Abrazadera magnética para microplaca estándar	NC -
060978	Gradilla magnética para frascos cónicos 4 x 500 ou 600 ml	NC -
060963	Gradilla magnética para tubos de centrifuga 21 x 15 ml y 12 x 50 ml	NC -
060979	Gradilla magnética para tubos de centrífuga 32 x 15 ml	NC -
060980	Gradilla magnética para tubos de centrífuga 15 x 50 ml	NC -

Agitador orbital para incubador de CO_2 Thermo Scientific

- De acero inoxidable
- Caja de control externa
- Las plataformas y las abrazaderas se venden por separado
- Desplazamiento magnético de la bandeja : no es necesario reemplazar la correa

Velocidad de agitación (rpm)	30 - 300
Diámetro de la órbita (mm)	19
Temperatura aceptadas (°C)	4 - 60
HR % aceptado	20 - 95 %
Concentración de CO2 tolerada	0 - 20 %
Temporizador	Continuo o hasta 99 h 59 min
Carga máxima (kg)	6
Dimensiones del agitador an x pr x al (mm)	300 x 300 x 96
Dim. caja de control An x Pr x Al (mm)	95 x 158 x 26
Peso (kg)	13
Alimentación	100-240 V, 50/60 Hz
Ref.	079589
€	NC -



Accesorios

Ref.	Descripción	Max./ bandeja	€
079591	Abrazadera para Erlenmeyer 50 ml	30	NC -
079592	Abrazadera para Erlenmeyer 100 ml	15	NC -
079593	Abrazadera para Erlenmeyer 150 ml	15	NC -
079594	Abrazadera para Erlenmeyer 200 ml	15	NC -
079595	Abrazadera para Erlenmeyer 250 ml	15	NC -
079596	Abrazadera para Erlenmeyer 500 ml	9	NC -
079597	Abrazadera para Erlenmeyer 1 l	6	NC -
079598	Abrazadera para Erlenmeyer 2 l	4	NC -
079599	Abrazadera para Erlenmeyer 3 l	2	NC -
079600	Abrazadera para Erlenmeyer 5 l	1	NC -
079601	Abrazadera para matráz de perfusión 500 ml	6	NC -
079602	Abrazadera para matráz de perfusión 1 l	6	NC -
079603	Abrazadera para embudo de decantación	2	NC -
079604	Gradilla fija para 40 tubos de ensayo Ø 14 mm	2	NC -

Ref.	Descripción	Max./ bandeja	€
079605	Gradilla fija para 40 tubos de ensayo Ø 16 mm	2	NC -
079606	Gradilla ajustable para 40 tubos de ensayo Ø14 mm	2	NC -
079607	Gradilla ajustable para 40 tubos de ensayo Ø 16 mm	2	NC -
079613	Kit de inicio con abrazaderas: 2 pinzas para Erlenmeyer 100 ml 4 pinzas para Erlenmeyer 250 ml 4 pinzas para Erlenmeyer 500 ml 2 pinzas para Erlenmeyer 1 l 2 pinzas para Erlenmeyer 2 l	-	NC -
079608	Bandeja universal de aluminio	-	NC -
079609	Bandeja con alfombrilla de goma	-	NC -
079610	Soporte para microplaca 96 pocillos	6	NC -
079611	Soporte con rejilla	1	NC -
079612	Alfombrilla adhesiva 140 x 140 mm	4	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB