Lavadoras de tiras WELLWASH y WELLWASH VERSA

WELLWASH

- Fácil programación de los protocolos de lavado gracias a una gran pantalla en color y una interfaz de usuario visual
- Software interno disponible en 8 idiomas
- Puerto USB para transferir los protocolos de una lavadora a otra y realizar fácilmente la actualización del software interno
- Modo de barrido que garantiza un volumen residual muy bajo en los pocillos

Incluye un cabezal de lavado 1 x 8 o 1 x 12, 1 frasco de lavado 2 l, 1 frasco de recuperación de desechos de 2 l, 1 tapa anti aerosoles


WELLWASH VERSA

- Cabezales de lavado dobles 2 x 8 o 2 x 12
- 2 frascos de lavado y 1 frasco de aclarado para una mayor flexibilidad
- Cabezales de lavado 2 x 8 diseñados especialmente para el lavado celular
- Un cabezal de lavado 1 x 16 opcional para el lavado de placas de 384 pocillos
- Puede automatizarse

Incluye un cabezal de lavado 2 x 8 o 2 x 12, 2 frascos de lavado 2 l, un frasco de aclarado de 2 l, 1 frasco de recuperación de desechos de 4 l, 1 tapa anti aerosoles



Modelo	WELLWASH	WELLWASH VERSA
Número de tampones de lavado	1	Hasta 3
Frasco de lavado	2 l	2 x 2 l
Frasco de recuperación de residuos	2 l	4 l
Frasco de aclarado	-	2 l
Cabezales de lavado posibles	1 x 8 y 1 x 12	1 x 8, 1 x 12, 2 x 8, 2 x 12 y 1 x 16
Cabezales para lavado celular	-	1 x 8 y 2 x 8
Tipos de microplacas	Placas 96 pocillos	Microplacas 96 y 384 pocillos
Volume de lavado	50 - 1000 µl	50-1000 µl (96), 20-300 µl (384)
Volumen de cebado	5 - 100 ml	5-100 ml
Volumen de aclarado	5 - 100 ml	5-100 ml
Volumen dispensado	50 - 400µl	50-400µl (96), 20-120 µl (384)
Volumen residual	‹ 1,5 µl	‹ 1,5 µl
Conexión de import/export	Puerto USB	Puerto USB
Compatible con un robot	No	Sí (RS-232C)
Dimensiones Al x L x P (mm)	345 x 385 x 240	345 x 385 x 240
Peso (kg)	9	9
Ref. (modelo 1 x 8)	**228130**	**-**
€	**NC -**	**-**
Ref. (modelo 2 x 8)	**-**	**228131**
€	**-**	**NC -**
Ref. (modelo 1 x 12)	**228548**	**-**
€	**NC -**	**-**
Ref. (modelo 2 x 12)	**-**	**228549**
€	**-**	**NC -**



Accesorios para WELLWASH et WELLWASH VERSA

Ref.	Descripción	Referencia fotos	Para WELLWASH	Para WELLWASH VERSA	€
228132	Cabezal de lavado 1 x 8 vías	A	x	x	**NC -**
228133	Cabezal de lavado 1 x 12 vías	A	x	x	**NC -**
228134	Cabezal de lavado celular 2 x 8 vías	-	-	x	**NC -**
228135	Cabezal de lavado celular 1 x 16 vías	A	-	x	**NC -**
228136	Cabezal de lavado vacío (blanco)	A	-	x	**NC -**
228137	Frasco de lavado de 2 l	B	x	-	**NC -**
228138	Frasco de residuos de 2 l	B	x	-	**NC -**
228139	Frasco de lavado A de 2 l	C	-	x	**NC -**
228140	Frasco de lavado B de 2 l	C	-	x	**NC -**
228143	Frasco de lavado A de 4 l redondo	F	x	x	**NC -**
228144	Frasco de lavado B de 4 l redondo	F	-	x	**NC -**
228141	Frasco de lavado de 2 l	D	-	x	**NC -**
228145	Frasco de aclarado de 4 l redondo	F	-	x	**NC -**
228142	Frasco cuadrado de recuperación des residuos de 4 l	E	x	x	**NC -**
228146	Frasco rectangular de recuperación des residuos de 9 l	G	-	x	**NC -**
228147	Tapa especial antiaerosoles	-	x	-	**NC -**
228148	Tapa especial antiaerosoles	-	-	x	**NC -**
228149	Gradilla para frascos, configuración 1 x 2, 2 frascos de 2 l	Al	x	-	**NC -**
228150	Gradilla para frascos, configuración 2 x 2, 3 frascos de 2 l y 1 frasco de 4 l cuadrado	I	-	x	**NC -**
228151	Gradilla para frascos, configuración 1 x 4, 3 frascos de 2 l y 1 frasco de 4 l cuadrado	J	-	x	**NC -**
228152	Gradilla esp. para frascos del usuario	-	x	x	**NC -**
228153	Frasco de almacenamiento de 2 l	K1	x	x	**NC -**
228154	Frasco de almacenamiento de 4 l redondo	K2	x	x	**NC -**



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB