Lavadoras-desinfectoras Miele PG8583 y PG8583 CD



- Capacidad de las cestas mejorada
- Para detergente líquido o en polvo
- Carga frontal de cestas con puerta abatible
- Interfaz de usuario ergonómica para un manejo rápido y cómodo
- Numerosos programas disponibles, gratuitos y personalizables
- Dispositivo perfectamente empotrable bajo una superficie de trabajo
- Gran cubeta con 2 niveles de lavado: cesta inferior y cesta superior (hasta 128 frascos de laboratorio)
- Cierre electrónico de la puerta y apertura automática desde 70 ° C
- Temperatura máxima 93 °C
- Nuevas cestas y módulos que optimizan el lavado
- Con secado (modelo PG8583 CD)

	Lavadora desinfectadora PG 8583 sin dispositivo de secado	Lavadora desinfectadora PG 8583 CD con dispositivo de secado
Capacidad de carga	128 frascos o 98 pipetas	
Empotrable	Sí (suministrada con cabezal desmontable)	Sí (suministrada sin cabezal)
Flujo de la bomba de circulación [Qmáx. l/min]	500	
Programas	15	16
Señal acústica al final del programa	Sí	
Seguridad interrupción del programa	Sí	
Dispositivo de secado	Sí	
Alimentación eléctrica	3 N AC 400 V 50 Hz/comutable en 2 N AC 400 V 50 Hz	
Entrada de agua	1 x agua caliente, 2 x agua fría, 1 evacuación	
1 dosificador/contrapuerta para productos líquidos (producto de aclarado)	Sí	Sí
Cajón para 2 bidones de 5 l (detergentes)	No	Sí (3 x 5 l o 2 x 10 l)
Posibilidad de conexión	Sí	Sí
Dim. fuera de todo Al x L x P (mm) (sin cabezal Al: 820 mm)	835 x 600 x 600	820 x 900 x 600
Peso (kg)	74	98
Modelo	Para detergente liquido	Para detergente líquido
Lavadora desinfectadora PG8583 cuerpo blanco sin bomba para agua desmineralizada	**933359**	-
€	**NC -**	-
Lavadoras desinfectadoras PG8583 y PG8583 CD cuerpo de acero inox. sin bomba para agua desmineralizada	**933361**	**933393**
€	**NC -**	**NC -**
Lavadoras desinfectadoras PG8583 y PG8583 CD cuerpo de acero inox. con bomba para agua desmineralizada	**933363**	**933394**
€	**NC -**	**NC -**

Cabezal de acero inox. - accesorio obligatorio para PG 8583 CD

(Unicamente si la lavadora no se empotra bajo la mesa de laboratorio, pues se suministra sin cabezal).

Ref.	Descripción	Dimensiones L x p (cm)	€
933396	Cabezal de acero inox. para modelo PG8583 CD	90 x 70	**NC -**

Bases - accesorios facultativos para PG 8583 y PG 8583 CD

Ref.	Descripción	Dimensiones L x p (cm)	€
933367	Base para PG8583	30 x 60 x 60	**NC -**
933368	Base para PG8583 CD	30 x 90 x 60	**NC -**

Cestas con inyección para módulos

Completar con 2 módulos de inyección máximo o complementos sin inyección.


933372


933373

Ref.	Descripción	€
933372	Cesta superior con inyección A100	**NC -**
933373	Cesta inferior con inyección A150 para 2 módulos de inyección	**NC -**

Cestas sin inyección para complementos

Apertura frontal. Suministradas vacías para diversos complementos, no pueden recibir módulos de inyección.


933369


933371

Ref.	Descripción	Dimensiones Al x An x p (mm)	€
933369	Cesta superior A101 con brazo de lavado integrado*	206 x 528 x 527	**NC -**
933371	Cesta inferior A151	88 x 529 x 522	**NC -**

*Altura de carga 160 mm (+/- 3 mm); ajustable en altura