Lavadoras desinfectadoras Miele PG8583 y PG8583 CD - continuación

Complementos para tubos de ensayo, vasos de precipitado, varios tipos de matraces para cestas A100, A150 y A101, A151


933326


933329


933328

Ref.	Descripción	Dimensiones Al x L x P (mm)	Capacidad en tubos	€
933325	Tapa A 13 de acero inox. para complemento E103/1,E105/1. Rejilla 1 mm, mallas 8 mm, marco 4 mm	-	-	**NC -**
933326	Medio complemento AK12 para vasos de precipitados y diverso material de vidrio de boca ancha. Para las cestas superior e inferior	67/127 x 225 x 442	-	**NC -**
933327	Media tapa recta A14 de acero inox. para AK12 Forjado 7 x 7 mm, espaciador 3 mm. Para el mantenimiento de vasos pequeños y elementos pequeños como tapones.	20 x 210 x 210	-	**NC -**
933329	Medio complemento E106 con 10 ganchos de 175mm y 16 ganchos de 105 mm, distancia aprox. 60mm, para cestas inferiores. Para una gran variedad de material de vidrio de boca ancha	186 x 195 x 430	-	**NC -**
933328	Medio complemento E109 para 21 vasos de hasta 250 ml de capacidad, 21 x 3 soportes, para cestas inferiores	155 x 230 x 460	-	**NC -**

Módulos de carga exclusivos EasyLoad

- Para carros 933372 y 933373
- Los carros admiten 1 ó 2 módulos

Ref.	Descripción	€
933504	Módulo con inyectores A 300/3 2 x 4 inyectores 4 x A840 (6 x 130 mm) 4 X A841 (6 x 210 mm)	**NC -**
933507	Módulo con inyectores A 301/5 3 x 6 inyectores con 9 x A 842 (4 x 90 mm) y 9 X A 843 (4 x 185 mm)	**NC -**
933510	Módulo con inyectores A 302/3 4 X 8 inyectores con 16 x A 844 (2,5 x 80 mm) y (2,5 x 125 mm)	**NC -**





Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB