Lavadoras Ultima LX GETINGE

- Modelos encastrables bajo sobremesa 815 AC ou LX : eficiencia y optimización del espacio
- Modelos 1300 LX Ultima y 1400 LX Ultima con altura de carga ergonómica: gran capacidad y poco espacio
- Pantalla táctil en color de 3,5" - Autómata Prolux
- Salida USB en el panel frontal para recuperación de datos del ciclo y trazabilidad
- Programa de autodiagnóstico con visualización de anomalías y alarmas visuales y sonoras
- Cuerpo, depósito, puerta y marco de acero inoxidable
- Modelos con dos o tres niveles de lavado simultáneos con conexión de cestas a inyectores sin pérdida de carga
- Brazos de lavado giratorios en la parte inferior y superior de la cubeta
- Amplia gama de accesorios: cestas de rejilla, cestas de inyectores y cestas mixtas
- Bajo nivel de ruido
- Alimentación: a elegir según la configuración
- Para cada modelo hay dos versiones disponibles:
  - una versión clásica ST
  - una versión cualificada (AD)
  - Servicio IQ/OQ por pedido opcional





Modelo	815 AC Ultima	815 LX Ultima	1300 LX Ultima	1400 LXP Ultima
Dimensiones internas L x P x Al (mm) Dimensiones externas L x P x Al (mm)	535 x 498 x 520 mm 609 x 850 x 739 mm	535 x 498 x 520 609 x 850 x 739	535 x 644 x 520 609 x 1.643 x 752	626 x 773 x 629 789 x 1.731 x 808
Nivel de lavado	2	2	3	3
380/400V T+T+N 50 Hz	380/400V T+T+N 50 Hz	380/400V T+T+N 50 Hz	380/400V T+T+N 50 Hz	380/400V T+T+N 50 Hz
Puerta de vidrio	No	Sí	Sí	Sí
Condensador	Sí	Sí	Sí	Sí
Refrigeración de las aguas residuales	No	Sí	Sí	Sí
Neutralización de efluentes	No	Sí	Sí	Sí
Toma de producto con sensor de nivel	Sí	Sí	Sí	Sí
1 bidón de LLL + 1 bidón de NLL	Sí	Sí	Sí	Sí
Parada de emergencia	No	No	Sí	Sí
Circuito hidráulico de acero inoxidable	No	No	Sí	Sí
Suavizante	No	No	Sí	Sí
Toma de producto con sensor de nivel	No	No	Sí	Sí
Secado	Secado por aire soplado directamente en el depósito	Por aire soplado directamente en el tanque	Por aire soplado en el depósito y a través de los inyectores	Super secado
Ref. - Modelos ST	332230	332030	332042	332056
€	NC -	NC -	NC -	NC -
Ref. - Modelos AD	-	332031	332043	332057
€	-	NC -	NC -	NC -
Previsita + Instalación + Formación CONSULTAR	-	332032	332044	332058
€	-	NC -	NC -	NC -
Cualificación in situ (SAT) para modelos AD CONSULTAR	-	332033	332045	332059
€	-	NC -	NC -	NC -

Opciones	Ref.	€	Ref.	€	Ref.	€	Ref.	€
220/240V MONO + T 50 HZ	332034	NC -	332034	NC -	332046	NC -	-	-
220/240V TRI + T 50 HZ	332035	NC -	332035	NC -	332047	NC -	332060	NC -
380/400V T+T+Transf. de aislamiento	-	-	-	-	332048	NC -	332061	NC -
Base elevada para 815 LX envasada	332036	NC -	332036	NC -	-	-	-	-
Kit de baja presión	332037	NC -	332037	NC -	332049	NC -	332062	NC -
Puerto RS232 y Ethernet (impresora)	-	-	332038	NC -	332051	NC -	332064	NC -
Paquete de contactos secos (3)	-	-	-	-	332050	NC -	332063	NC -
Columna y boca de acero inox.	-	-	332039	NC -	-	-	-	-

Cestas

Ref.	Descripción	€
	Cestas simples	
332085	PST - Cesta simple	NC -
332086	PSBT - Cesta simple con brazo	NC -
	Cestas mixtas	
332134	PS/100PIP - Cesta mixta simple + 100 pipetas	NC -
332135	25PIP/24IXLC - cesta mixta 25 pipetas + 24 inyectores largos & cortos	NC -
332136	25PIP/30IXLC - cesta mixta 25 pipetas + 30 inyectores largos & cortos	NC -
332137	4EP/14IXC/PS - cesta mixta 4 probetas inclinadas + 14 inyectores cortos + simple	NC -
332138	4EP/28IXLC - cesta mixta 4 probetas inclinadas + 28 inyectores largos y cortos	NC -
332139	50PIP/30IXLC - cesta mixta 50 pipetas + 30 inyectores largos & cortos	NC -
332140	PS/21IXLC/25PIP - Cesta mixta simple + 25 pipetas + 21 inyectores largos y cortos	NC -
332141	PS/27IXLC - cesta mixta simple + 27 inyectores largos y cortos	NC -
332142	34 IXC/ 14 IXA - cesta mixta 34 inyectores cortos + 14 inyectores de aguja	NC -

Ver fotos de las cestas para lavadoras Ultima LX GETINGE en nuestras WEB

	Cestas inyectores largos (Al : 144 mm)	
332101	1 IXL - cesta 1 inyector largo	NC -
332102	2 IXL - cesta 2 inyectores largos	NC -
332103	4 IXL DIFF - Cesta de 4 inyectores largos con bolas difusoras	NC -
332104	5 IXL - cesta 5 inyectores largos	NC -
332105	9 IXL - cesta 9 inyectores largos	NC -
332106	12 IXL - cesta 12 inyectores largos	NC -
332107	20 IXL - cesta 20 inyectores largos	NC -
332108	36 IXL - cesta 36 inyectores largos	NC -
332109	48 IXL - cesta 48 inyectores largos	NC -
332110	64 IXL - cesta 64 inyectores largos	NC -
332111	100 IXL - cesta 100 inyectores largos	NC -
	Cestas inyectores cortos (Al : 63 mm)	
332112	27 IXC 1/2 - media cesta 27 inyectores cortos	NC -
332113	36 IXC - cesta 36 inyectores cortos	NC -
332114	41 IXC - cesta 41 inyectores cortos	NC -
332115	48 IXC - cesta 48 inyectores cortos	NC -
332116	64 IXC - cesta 64 inyectores cortos	NC -
332117	100 IXC - cesta 100 inyectores cortos	NC -
	Cestas inyectores mixtos	
332127	36 IXLC - cesta 36 inyectores largos y cortos	NC -
332128	48 IXLC - cesta 48 inyectores largos y cortos	NC -
332129	48 IXLCA - cesta 48 inyectores largos, cortos y agujas	NC -
332130	64 IXA/2 - cesta 64 inyectores 1/2 agujas 1/2 cortos	NC -
332131	64 IXLC - cesta 64 inyectores largos y cortos	NC -
332132	100 IXA/2 - cesta 100 inyectores 1/2 agujas 1/2 cortos	NC -
332133	100 IXLC - cesta 100 inyectores largos y cortos	NC -