## Dispensador de reactivos para microplacas Multidrop Combi

thermo scientific



228426

- Dispensación rápida y precisa
- Compactos, para integrarlo fácilmente en sus robots o en la mesa de trabajo
- Fácil de usar y programar
- Fácil mantenimiento gracias a los casetes de dispensación autoclavables
- Seguimiento del desgaste de los casetes gracias a un chip RFID
- Recuperación del volumen muerto para reactivos caros
- Robotizables (contactar)
- Incluye software FILLit

| Modelo | Multidrop Combi nL |
|---|---|
| Tipo de placas | 96, 384 y 1536 pocillos, deepwells |
| Rango de volumen | 50 nl a 50 µl |
| Capacidad de llenado | Filas, columnas, pocillos secuenciales |
| Velocidad de dispensación | Placa de 384 pocillos : 50 nl en 6 segundos, 1 µl en 8 segundos<br>Placa de 1536 pocillos : 50 nl en 21 segundos, 1 µl en 27 segundos |
| Volumen muerto | ‹ 1,2 ml |
| Dim. L x P x Al (cm) | 35,5 x 37,5 x 22 cm |
| Peso (kg) | 9,6 |
| Ref. | 228426 |
| € | NC - |

### Casetes

| Ref. | Descripción | € |
|---|---|---|
| 047827 | Casete small tube tips plástico (0,5 - 50 µl) | NC - |
| 047828 | Casete small tube tips metal (0,5 - 50 µl) | NC - |
| 047963 | Casete small tube tips plástico (0,5 - 50 µl) (5 unid.) | NC - |
| 047964 | Casete small tube tips metal (0,5 - 50 µl) (5 unid.) | NC - |
| 047829 | Casete standard tube (5 - 2500 µl) | NC - |
| 047830 | Casete standard tube (5 - 2500 µl) (5 unid.) | NC - |
| 047831 | Casete standard tube (5 - 2500 µl) (10 unid.) | NC - |

## Lupas con luz 8 LEDS y 1 UV



- Lente de vidrio acrílico
- Iluminación con LEDS y UV
- Pilas : 3 x AAA (no incluídas)

| Aumento lente | x 2,5 | x 4 |
|---|---|---|
| Aumento doble foco | x 6 | Sin |
| Ø lente (mm) | 90 | 60 |
| Dimensiones (anx fx al) (mm) | 90 x 40 x 50 | 60 x 40 x 30 |
| Peso (g) | 100 | 120 |
| Iluminación | 8 LED + 1 UV | |
| Ref. | 095408 | 098461 |
| € | NC - | NC - |

## Lupa de mano iluminada



- Con lente de vidrio acrílico, para observar en entornos oscuros
- Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas)

| Aumento | x 4 |
|---|---|
| Ø vidrio (mm) | 65 |
| Peso (g) | 90 |
| Iluminación | 2 LED Ø 5 mm |
| Ref. | 095402 |
| € | NC - |

## Lupa con iluminación convertible



- De vidrio acrílico
- Doble foco 2,5 x Ø 90 mm + 8 x Ø 25 mm
- Lente aplanética (sin deformación de la imagen), acromático (sin irisación)
- Iluminación blanca, 10 leds
- Puede utilizarse a mano o en su soporte plegable
- Funciona con 2 pilas AA (no incluidas) o con la red eléctrica (adaptador incluido)
- Dimensiones: 290 x 100 x 25 mm
- Peso: 260 g

| Ref. | Descripción | € |
|---|---|---|
| 098486 | Lupa de mano iluminada con soporte retráctil | NC - |