Microscopios verticales Optika



670149

Con fondo claro					Con contraste de fases			
Modelo	Equipo fondo claro	Cabezal	Ref.	€	Equipo contraste de fases	Modelo	Ref.	€
B-192	- Oculares 10x/18 mm - Objectivos : 4x / 10x / 40x / 100x (aceite) - Revolver 4 puestos - Platina mecánica x,y - Condensador Abbe O.N. 1,25 - LED	Binocular	**670149B**	**NC -**	-	-	-	-
B-193PL		Trinocular	**670901B**	**NC -**	-	-	-	-
B-382Pli	- Oculares 10x/20 mm - Objectivos : 4x / 10x / 40x / 100x (aceite) - Revolver 5 puestos - Platina mecánica x,y - Condensador Abbe O.N. 1,25 centrable - LED	Binocular	**670960**	**NC -**	Objetivos: 10xPh, 20xPh, 40xPh, 100xPh	B-382phi	**670962**	**NC -**
B-383Pli		Trinocular	**670961**	**NC -**	Condensador de fase	B-383phi	**670963**	**NC -**

Otros modelos, consultar

Microscopios verticales B-510BF y B-510PH Optika



- Microscopios para análisis de rutina de laboratorio
- Ligeros y ultracompactos
- Modelo con cabezales trinoculares para colocar una cámara o tablet (a completar con un adaptador de montaje C)
- Soporte con condensador retráctil, control de la platina X,Y a la derecha
- Revolver porta objetivos : 5 posiciones :
- Se entrega listo para usar

Modelo	Modelo trinocular B-510BF	Modelo trinocular B-510PH
Iluminación	LED	
Técnica de observación	Fondo claro	Fondo claro y contraste de fase
Señal de salida	Objetivos IOS W-PLAN 4 x, 10 x, 40 x, 100 x (aceite)	Objetivos de contraste de fase IOS W-PLAN PH 10 x, 20 x, 40 x, 100 x
Modelo	Trinocular con 2 oculares 10 x/22 mm	
Ref.	**671236**	**671237**
€	**NC -**	**NC -**

Accesorio

Ref.	Descripción	€
671186	Adaptador de montaje C 0,5 x	**NC -**

Aceite de inmersión



Ref.	Descripción	€
670957	Aceite de inmersión 10 ml	**NC -**

