Estereomicroscopios binoculares de enseñanza Optika

- Sencillos y robustos, fácies de manejar
- Modelos de lentes giratorias para cambios rápidos de aumento
- Cabezal inclinado a 45°
- Equipado con 2 luces LED independientes de 1 W: incidente y transmitida
- 2 modelos: con cuerpo óptico móvil de 360° o cuerpo óptico fijo con asa de transporte incluida
- Con batería recargable para su uso sobre el terreno en caso necesario
- Ref. 671227: modelo con cámara integrada

Ref.	Cuerpo óptico	Aumentos	Distancia de trabajo	Iluminación	€
671220	Móvil 360°	20x 40x	57 mm	Led con interruptores	**NC -**
671222	Fija con asa de sujeción	20x 40x	57 mm	Led con teclas de control	**NC -**
671224	Fija con asa de sujeción	20x 40x	76 mm	Led con teclas de control	**NC -**
671226	Fija con asa de sujeción	10x 20x 40x	60 mm	Led con teclas de control	**NC -**
671227	Fijo con asa de sujeción y cámara integrada	10x 20x 40x	60 mm	Led con teclas de control	**NC -**



Cuerpo óptico móvil 360°



Cuerpo óptico fijo y asa de sujeción, modelo con cámara integrada

Microscopio digital con tablet

Microscopio equipado con un tablet orientable y desmontable. Especialmente adecuado para aplicaciones rutinarias de fondo claro.

Modelo	B-290TB
Iluminación	Led 3,6 W
Ocular	WF 10/20 mm
Técnica de observación	Fondo claro
Modelo	Binocular
Tipo de cabezal	Cabezal inclinado 30° y rotativo de 360°
Objectivos	4 X 10 X 40 X 100 X (aceite)
Condensador de Abbe	ON 1,25
Dim. Al x L x P (mm)	430 x 235 x 290
Peso (kg)	7
Tablet	10,1"
Sistema operativo	Windows 10 32 bit
Pantalla	LED táctil
Dimensiones L x p x Al (mm)	25,7 x 10,5 x 17,4
Cámara	3 MP
Señal	USB 2
Dimensión imagen	2048 x 1536
Ref.	**671191**
€	**NC -**



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB