Generador de luz fría Optika

Iluminación adicional para la observación con estereomicroscopio. Debe completarse de una fibra conductora doble con brazos orientables o de una fibra anular que se fija en los estereomicroscopios Optika.

- Iluminación LED equivalente a una iluminación de 100 W halógena
- Intensidad luminosa regulable
- Completar con fibras conductrices

Ref.	Descripción	Tipo de lámpara	Peso (kg)	Dimensiones (mm)	€
670949	Generador CLD-01	LED	4,1	200 x 120	NC -



Fibras conductoras

Ref.	Descripción	€
670950	Fibra conductora dos brazos - Longitud 500 mm	NC -
670951	Fibra conductora anular - Longitud 700 mm	NC -





Generadores de luz fría SCHOTT

Para la iluminación de muestras gracias a una guía de luz flexible. Se emplea como iluminación complementaria a la observación con lupas binoculares.

Generador KL300 LED (para equipar con una fibra conductora)

- Iluminación LED , corresponde a 30 W de halógeno
- Ajuste de la intensidad luminosa
- Soporte para fijación del soporte posible (KL300 y lupa binocular SMZ 445 NIKON)
- Para completar con fibras conductoras: diferentes modelos posibles (ver a continuación)

Ref.	Generador	Tipo de lámpara	Peso (kg)	Dim. (mm) L x p x al	€
498716	KL300 LED	LED	0,35	107 x 114 x 61	NC -



KL1600 LED

Accesorios para generador KL300

Ref.	Descripción	€
498718	Fibra conductora semirrígida 1 brazo Ø 3,5 mm Largo 500 mm	NC -
498719	Fibra conductora semirrígida 2 brazos Ø 3,5 mm Longitud 500 mm	NC -
498722*	Elemento de enfoque sin filtros para conductores de hasta Ø 5 mm	NC -
498720*	Elementos de enfoque y juegos de filtros de hasta Ø 5 mm	NC -
498717	Pinza KL 300 LED para soporte Nikon SMZ 445	NC -
498732	Pinza para base Ø 100 mm	NC -
498733	Base Ø 100 mm	NC -

Generador KL1500 HAL y 1600 LED

- Iluminación halógena 15V 150 W para el modelo KL 1500 HAL con pantalla
- Iluminación LED para el modelo KL 1600 LED, ajuste de la intensidad luminosa
- Para colocar en la mesa
- A completar con el cable de corriente 498751 y las fibras conductoras: diferentes modelos posibles (ver a continuación)

Ref.	Generador	Características	Tipo de lámpara	Peso (kg)	Dim. (mm) (L x p x al)	€
780315	KL1500 HAL con pantalla	Indicación de la temperatura de color, ajuste de la intensidad luminosa, portafiltros	Halógeno 15 V 150 W	5	22 x 265 x 170	NC -
498726	KL1600 LED sin pantalla	Sin pantalla, ajuste de la intensidad luminosa con 5 posiciones, portafiltros	LED equiv. a 150 W halógeno	2,45	231 x 114 x 137	NC -



KL1600 LED

Accesorios para KL 1500 HAL y KL1600 LED

Ref.	Descripción	€
498727	Fibra conductora semirrígida 1 brazo para KL1500 o KL1600 Ø 4,5 mm Longitud 600 mm	NC -
498728	Fibra conductora semirrígida 2 brazos para KL1500 o KL1600 Ø 4,5 mm Longitud 600 mm	NC -
498729	Fibra conductora semirrígida 3 brazos para KL1500 o KL1600 Ø 4,5 mm Longitud 600 mm	NC -
498722	Elemento de enfoque sin filtros para conductor de hasta Ø5 mm	NC -
498720	Elementos de enfoque y juegos de filtros de hasta Ø 5 mm	NC -
498730	Filtro luz diurna con porta filtro KL 1500 HAL	NC -
498731	Filtro de luz artificial Ø 28 mm LED para KL1600	NC -
498751	Cable de alimentación EU para fuente de luz fría	NC -

* Pedir en función del número de brazos

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB