Bomba manual OTAL







Modelo 1
- Para recipientes con abertura de 30 a 70 mm de Ø
- Tubos de descarga de PP
- Resistente a los ácidos y bases
- Resistente a los detergentes

Modelo 2
- Para recipientes con abertura de 30 a 70 mm de Ø
- Tubos de descarga de PVDF
- Resistente a los ácidos y bases débilmente oxidantes
- Resistente a la lejía
- Mejor resistencia química que el PP

Modelo 3
- Para recipientes con abertura de 30 a 70 mm de Ø
- Tubo de descarga de acero inoxidable
- Para líquidos poco inflamables
- Dos tipos de tapones : PVC y LDPE

Modelo 4
- Para recipientes con abertura de 30 a 70 mm de Ø
- Con tubo y grifo
- Grifo de PP/PE
- Tubo elástico de descarga de PVC
- Adecuado para el llenado de recipientes distantes

Modelo 5
- Con tapón universal para cuellos Ø 20 - 36 mm
- Tubos de descarga de PP
- Ideal para recipientes de hasta 10 litros

Modelo 6
- Con válvula de bloqueo de tubo
- Con punta para un traspaso preciso

	Bomba manual OTAL PP			Bomba manual OTAL PVDF	Bomba manual OTAL Acero inox	Bomba manual OTAL con tubo y grifo	Mini-bomba OTAL de PP
Modelo	Modelo 1	Modelo 1	Modelo 1	Modelo 2	Modelo 3	Modelo 4	Modelo 5
Caudal (l/min)	14	20	26	20	26	12	4
Ø de tubo (mm)	12	15	18	16	18	10	10
Tubo de transporte de materiales	PP	PP	PP	PVDF	V2A	PP/PVC	PP
Profundidad de inmersión (cm)	70	70	70	70	90	70	45
Ref.	**670802**	**670801**	**670800**	**670803**	**670804**	**670805**	**670806**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Bomba de vacío manual

Bomba manual para crear el vacío por aspiración
Se suministra completo con :
indicador de nivel en vacío calibrado en pulgadas y cm Hg ;
1 tubo de 60 cm de PVC, diámetro interior: 6,3 mm (1/4").

- Ligero
- Fácil de usar
- De PVC o de aluminio
- Con o sin indicador de nivel en vacío
- Transferencia de muestras líquidas
- Filtración en vacío o por presión
- Desecador en vacío
- Vacío máximo alcanzable : 0,84 bar (635 mm Hg)

Capacidad	15 cm3/impulsión	36 cm3/impulsión
	Bomba de PVC sin indicador de nivel en vacío	
Ref.	**029338**	**029339**
€	**NC -**	**NC -**
	Bomba PVC desmontable con indicador de nivel en vacío	
Ref.	**029342**	**029343**
€	**NC -**	**NC -**
	Bomba de aluminio desmontable con indicador de nivel en vacío	
Ref.	**029344**	**-**
€	**NC -**	**-**


029338


029339


029343


029344



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB