Trompa de agua económica



Pequeña trompa de agua para grifo con válvula anti-retorno, de polipropileno.

- Vacío : 724 mm Hg
- Flujo : 6,5 l/minuto
- Capacidad de aspiración : 11,5 l/h
- Completa con racor R3/8'' y tubo de descarga de 12 cm

Ref.	Descripción	€
029337	Trompa de vacío económica	**NC -**

Trompa de agua de polipropileno



Trompa de agua completa, de polipropileno de alta resistencia, para formación de vacío y aspiración de líquidos.
La trompa se suministra completa con :
un racor-tuerca para grifo R3/4'',
un racor reductor R1/2''
un racor para tubo oliva ø exterior 10 - 12 mm ;
un racor al vacío oliva de diámetro exterior 6 - 9 mm desenroscable y
un tapón de rosca GL 14

- Consumo : 190 l/h a 3,5 bares de presión
- Presión final : 16 mbar a 12 °C
- Capacidad de aspiración : 400 l/h a 12 °C y 3,5 bars
- Longitud: 210 mm
- Utilización hasta 80 °C
- Válvula anti-retorno

Accesorios

Ref.	Descripción	€
090296	Racor reducción M 22 x 1 (fileteado perlator)	**NC -**

Ref.	Descripción	€
090294	Trompa de vacío completa	**NC -**

Aspirador para sobrenadantes VacuBoy



Controlador de aspiración para conectar en una bomba de vacío y frasco trampa, o en el Vacusafe.

- Mando de parada y de apertura del vacío, ajustable en el controlador
- Se puede escoger entre diferentes adaptadores
- Totalmente autoclavable

VacuBoy

Ref.	Descripción	€
004930	Vacuboy completo que incluye : controlador Vacuboy un soporte para controlador un adaptador pipeta Pasteur un adaptador monocanal acero inox. 40 mm un adaptador 8 canales acero inox. 40 mm un adaptador monocanal eyección automática para cono de micropipeta un adaptador monocanal de plástico para cono de micropipeta un adaptador 8 canales eyección automático para cono de micropipeta	**NC -**
004930B	Controlador Vacuboy que incluye : controlador Vacuboy un adaptador monocanal acero inox. 40 mm un adaptador pipeta Pasteur	**NC -**

Accesorios

Ref.	Descripción	€
155504	Adaptador monocanal de plástico para cono de micropipeta	**NC -**
155502	Adaptador monocanal acero inox. de 40 mm	**NC -**
155522	Adaptador monocanal acero inox. de 150 mm	**NC -**
155525	Adaptador monocanal acero inox. de 280 mm	**NC -**
155503	Adaptador 8 canales acero inox. 40 mm	**NC -**
155524	Adaptador 4 canales acero inox. 40 mm	**NC -**
155520	Adaptador 8 canales eyección automática para cono de micropipeta	**NC -**
155526	Adaptador monocanal eyección automática para cono de micropipeta	**NC -**
155501	Soporte para controlador Vacuboy	**NC -**
155505	Adaptador para pipeta Pasteur	**NC -**
158445	Soporte para botella de PP de 4 litros	**NC -**
158332	Tubo 1,8m conexión tapa Vacuboy	**NC -**