Sistema de aspiración SafeVac



Ideal para la aspiración de medios de cultivo celular y sobrenadantes.

- Sensor de nivel para evitar el desbordamiento
- Todos los accesorios son autoclavables (botellas, tubo, controlador)
- Incluye bomba, botella, tapón, controlador, tubos, sensor y jeringa de aspiración

Volumen (l)	4
Aspiración (mbar)	0-600
Velocidad de aspiración	1-15 ml / seg
Dimensiones L x p x Al (mm)	180 x 240 x 450
Peso (kg)	3
Ref.	**861142**
€	**NC -**

Accesorios

Ref.	Descripción	€
861143	Botella 4 l, boca 83 B	**NC -**
861144	Adaptador monocanal, diámetro 1,5 mm, longitud 40 mm	**NC -**
861145	Adaptador monocanal, diámetro 1,5 mm, longitud 120 mm	**NC -**
861146	Adaptador monocanal, diámetro 2,5 mm, longitud 40 mm	**NC -**
861147	Adaptador monocanal, diámetro 2,5 mm, longitud 120 mm	**NC -**
861148	Adaptador de 8 canales, diámetro 1,5 mm	**NC -**
861149	Adaptador monocanal para puntas 200 µl	**NC -**
861236	Adaptador monocanal para puntas 1000 µl	**NC -**
861151	Filtro hidrófobo 0,45 µm	**NC -**

Sistema de aspiración E-Vac, M-Vac y HandEvac



M-Vac



E-Vac

- 2 modelos de tapa: con racores, o con sensor de nivel y conexiones
- Con botella de polipropileno de 4 litros o botella de vidrio de 3 litros
- Compacto
- Detector de nivel
- Control visual por LED
- Botellas de polipropileno autoclavables

Ref.	Descripción	€
141254	Sistema E-Vac con botella PP 4 l tapa con sensor de nivel y conexiones	**NC -**
141255	Kit HandEvac manual completo	**NC -**
141256	Soporte para HandEvac	**NC -**
141257	Adaptador 8 canales acero inox.	**NC -**
141258	HandEvac manual con adaptador monocanal para puntas	**NC -**
141259	Aspirador de plástico de 8 canales con eyector para puntas	**NC -**
141262	Botella PP 4 l tapa con sensor de nivel y conexiones	**NC -**
141263	Botella PP 4 l tapa con racores	**NC -**
141264	Botella PP 4 l	**NC -**
141265	Soporte de acero inox. M-Vac	**NC -**

HandEvac

- Compatible con E-Vac y M-Vac o con un sistema de aspiración estándar
- Funciona con una amplia gama de puntas de aspiración
- Botón táctil para controlar fácilmente la aspiración



M-Vac
con conexión rápida



HandEvac



HandEvac completo