Sistema de aspiración AZ completo

Pequeño, eficiente, silencioso y económico... Todo en uno es excelente para aspirar rápidamente pequeñas cantidades de líquidos.

- Perfecto también para la aspiración de células sobrenadantes

Se entrega completo con :

+ 1 bomba de vacío de membrana (8 l aire / min, 700 mbar)
+ 1 botella de polipropileno (2 ó 4 l) con boquillas FastLock en tapón
+ 1 filtro de membrana, 1 inserto de ventilación y tubo de silicona 3 m (ø int. 6 mm)
+ clip de fijación para tubo en FastLock (soporte para frasco vendido por separado)



Modelo	Botella 2 litros	Botella 4 litros
Aspiración de la bomba	8 l. de aire / min	
	700 mbar en vacío	
Dimensiones An. x Pr. x Al. (mm)	75 x 60 x 170	
Peso (kg)	0,8	
Potencia (W)	5	
Alimentación	230 V / 50 Hz	
Ref.	841078	841079
€	NC -	NC -

¿Ya tiene una bomba?

Los sistemas de aspiración sin bomba contienen todos los elementos detallados a continuación:

- 1 botella de polipropileno (2 o 4 l.) con boquillas FastLock en tapón
- 1 filtro membrana, 1 inserto de ventilación y tubo silicona 3 m (ø int. 6 mm) + clip de fijación para tubo en FastLock

y, además :

- 1 soporte/base para frasco (2 o 4 l.) incluido
- 1 controlador de aspiración con rueda de regulación de flujo (Flow control), y adaptador estándar para pipetas Pasteur integrado

Otros adaptadores de aspiración vendidos por separado.

Sistema de aspiración sin bomba

Ref.	Descripción	€
841081	Sistema de aspiración AK02 sin bomba, frasco 2 l.	NC -
841082	Sistema de aspiración AK04 sin bomba, frasco 4 l.	NC -

Botellas



4 litros : 841084 + 841086 — 2 litros : 841083 + 841085

Ref.	Descripción	€
841083	Botella 2 l. adicional, con tapón FastLock	NC -
841084	Botella 4 l. adicional, con tapón FastLock	NC -
841086	Stand/Soporte para botella 4 l.	NC -
841090	Tapón de recambio con boquilla FastLock para botella de 2 l.	NC -
841091	Tapón de recambio con boquilla FastLock para botella de 4 l.	NC -

Accesorios y adaptadores

Ref.	Descripción	€
841092	Tube Set : tubo silicona 3 m (ø int. 6 mm) + filtro	NC -
841088	Conector forma «Y» para desdoblamiento de tubos	NC -
841089	Pack de 3 filtros de seguridad de recambio	NC -
841087	Clip de fijación complementario para tubo en boquillas FastLock	NC -
841093	Controlador de aspiración con rueda Flow Control *	NC -
841094	Adaptador de aspiración monocal acero inox. 60 mm	NC -
841095	Adaptador de aspiración monocal acero inox. 150 mm	NC -
841096	Adaptador de aspiración monocal acero inox. 200 mm	NC -
841097	Adaptador de aspiración para puntas de pipeta amarillo	NC -
841098	Adaptador-rastrillo de aspiración 8 canales autoclavable para microplacas	NC -

* El controlador de aspiración está equipado con un adaptador para pipetas Pasteur estándar.

Bombas y pedales

Ref.	Descripción	€
841100	Bomba de vacío con membrana, sola, 8 l./min 700 mbar	NC -
841101	Bomba de vacío con membrana, sola, 25 l./min 250 mbar	NC -
841102	Bomba de vacío con membrana, sola, 17 l./min 100 mbar	NC -
841103	Pedal-interruptor ON/OFF para bombas y sistemas	NC -

Sistema de aspiración MiniVac

- Sistema simple de filtración
- Funciona en una trompa de agua o un sistema de aspiración
- No autoclavable

Se entrega completo con :

+ Un frasco de poliestireno estéril (esterilización con rayos gama), capacidad 1 l, dimensiones: (L x an) : 20 cm x 11 cm
+ Un tapón GL 45 con 2 conexiones para tubos de ø int. 5 mm
+ Un soporte de PETG, dimensiones (L x al) : 20 cm x 8 cm
+ 70 cm de tubo de silicona, ø int. 5 mm, ø ext. 9,5 mm



Ref.	Descripción	€
141272	Sistema de aspiración minivac	NC -

Accesorios

Ref.	Descripción	€
141273	Tapón 45 mm con racor minivac PP	NC -
141274	Soporte para frasco minivac PETG	NC -
141275	Frasco minivac 1 l	NC -
141276	Tubo plástico 700 mm	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB