Bomba de vacío Rocker

ROCKER

- Para desgasificación, filtración al vacío y muestreo de aire
- Con sistema de ajuste de vacío
- Bombas con pistón sin aceite, sin mantenimiento
- Sistema de protección contra la entrada de liquido en la bomba (excepto los modelos 800 y 810)
- Filtro particular en la entrada de aire (y de la salida para los modelos 430 y 600)
- Parada automática en caso de sobrecalentamiento y reactivación de la aspiración después del enfriamiento


886075


886081

Visiten nuestras WEB


886082

Modelo	Rocker 430	Rocker 300DC	Rocker 300	Rocker 400	Rocker 410
Vacío (mbar abs.)	173	146	106		33
Flujo máximo (l/min)	28	25	20	34	20
Presión máxima (psi)	80	-	-	-	-
Potencia máxima (W)	125	35	60	80	80
Conexión de aspiración (mm)	8	8	8		8
Nivel acústico (dB)	52	50	50	52	52
Dimensiones L x An x Al (cm)	24,7 x 23,5 x 20,4	26,8 x 13,5 x 20,4	26,8 x 13,5 x 20,4	31 x 13,5 x 20,4	31 x 13,5 x 20,4
Peso (kg)	5,5	3,5	4,1	5,2	5,2
Ref.	**886082**	**886075**	**886074**	**886076**	**886077**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Bombas de vacío Vacuubrand

VACUUBRAND

- 100% sin aceite
- Nivel acústico : 45 dBA
- Sin mantenimiento
- Membrana PTFE Sandwich: una capa de PTFE, una capa de FPM, una capa de fibra para una excelente resistencia química y mecánica


978002


978008


978010

	Bomba de membrana			Bomba con membrana, grupo de bombeo «química»		
Modelo	ME1*	ME2NT	ME4NT	ME1C*	ME2CNT	ME4CNT
Vacío (mbar abs.)	100	70	70	100	70	70
Flujo máximo (l/min)	11,60	33,30	65	11,60	35	66,60
Contra presión máx. (bar abs.)	1,10	2	2	1,10	1,10	1,10
Peso (kg)	5	10,20	11	5	10,20	11,10
Membrana	PTFE	FPM	FPM	PTFE	PTFE Sandwich	PTFE Sandwich
Válvulas	PTFE	FPM	FPM	PTFE	PTFE	PTFE
Dimensiones (mm)	247 x 121 x 145	243 x 211 x 198	243 x 239 x 198	247 x 121 x 145	243 x 211 x 198	254 x 243 x 198
Conexión de aspiración	DN 6/10 mm	DN 10 mm	DN 10 mm	DN 10 mm	DN 10 mm	DN 10 mm
Conexión de descarga	G1/8" (Silencioso)	G1/4" (Silencioso)	G1/4 "(Silencioso)	DN 10 mm	DN 10 mm	DN 10 mm
Ref.	**978000**	**978005**	**978010**	**978002**	**978008**	**978115**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Accesorios						
Ref. - Juego de membranas-válvulas	**978004**	**978007**	**978011**	**978004**	**978009**	**978013**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Ref - Regulador de aire con manómetro	**978001**	**978006**	**978006**	**978003**	**-**	**-**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**-**	**-**

* Botón de encendido / apagado en la parte superior, se puede colocar en el suelo y se puede activar con el pie.

Tubos de vacío

Ref.	Descripción	€
978014	Tubo de vacío de goma DN 6 (el metro)	**NC -**
978015	Tubo de vacío de goma DN 8 (el metro)	**NC -**
978016	Tubo de vacío de goma DN 10 (el metro)	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB