Bombas de paletas CRVpro



- 3 configuraciones completas para satisfacer todas las necesidades
- Bombas de circulación de aceite
- Gran cámara de aceite para limitar los efectos del ataque químico en la bomba
- Superficie interior del cárter de aceite revestida de PTFE
- Funcionamiento en frío para ralentizar el proceso de corrosión
- Diseño compacto y ligero que se adapta a numerosas aplicaciones industriales y de laboratorio
- La bomba se suministra completa con aceite Welch Directorr premium, anillos de centrado, abrazaderas y protección de sobrecarga del motor

Paquete de inicio
- Se suministra con bomba, separador de niebla, válvula de aislamiento, adaptador KF DN 16 oliva 10/8, manguera de vacío de 1,5 m y kit de vaciado

Paquete mesure
- Entregado con bomba, separador de niebla, VMpro2, racor en T, filtro de niebla, adaptador KF DN 16 oliva 10/8, manguera de 1,5 m y kit de vaciado

Paquete con trampa de frío
- Entregado con bomba, separador de niebla, válvula de aislamiento, trampa de frío KFG16 AKD 16, adaptador y piezas de conexión

Modelo	CRVpro2	CRVpro4	CRVpro6	CRVpro8
Caudal nominal (l/min)	38	76	105	143
Vacío (mbar) Sin gas ballast	3x10-4	5 x 10-4	5 x 10-4	5 x 10-4
Vacío (mbar) con gas ballast	9x10-2	7 x 10-2	7 x 10-2	7 x 10-2
Conector de entrada	KF DN 16			
Conector de salida	KF DN 16			
Volumen de aceite (ml)	450	1150	1150	1000
Decibel (DIN EN ISO 2151)	≤50 dB			
Protección	IP54			
Dimensions LxPxAl (mm)	380x138x235	463x157x230	463x157x230	463x157x230
Peso (Kg)	15	21	22	22,5
Bomba sola				
Ref.	**498005**	**498006**	**498007**	**498008**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Paquete de inicio				
Ref.	**498009**	**498010**	**498011**	**498012**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Paquete mesure				
Ref.	**498013**	**498014**	**498015**	**-**
€	**3228,76 -**	**3333,76 -**	**3564,76 -**	**-**
Paquete con trampa de frío				
Ref.	**-**	**498016**	**-**	**-**
€	**-**	**3774,76 -**	**-**	**-**


498035


498017


498034



498018

Accesorios

Ref.	Envase	€
498034	Condensador AKS16	**NC -**
498035	Trampa de frío	**NC -**
498017	Separador de neblina de aceite AKD	**NC -**
498018	Filtro de neblina de aceite	**NC -**
498019	Aceite, bidón 1 l	**NC -**
498020	Aceite, bidón 5 l	**NC -**
498021	Aceite, bidón 20 l	**NC -**