Bomba peristáltica Gilson Minipuls 3

GILSON

- Cabezales estándar de 10 rodillos para un flujo suave del líquido
- Cabezales de 5 rodillos de alto caudal para un mayor rendimiento
- No incluye cabezal, se completa con un cabezal de su elección

Interfaz	Digital
Velocidad (rpm)	0 - 48
Caudal de cabezal estándar (ml / min)	0,0003 - 30
Caudal de cabezal High-flow (ml / min)	1,0 - 220
Modo de uso	Continuo
Interfaz de comunicación	RS232, GSIOC
Dimensiones (anx fx al) (mm)	150 x 175 x 180
Peso (kg)	4
Ref.	**066141**
€	**NC -**



Cabezales de bomba

Ref.	Modelo	No. Canales	Compatibilidad Ø int. tubos (mm)	€
066142	Standard R1	1	0,25 - 4	**NC -**
066145	Standard R2	2		**NC -**
066143	Standard R4	4		**NC -**
066144	Standard R8	8		**NC -**
066146	High-flow R2HF	2	2 - 8	**NC -**
066147	High-flow R4HF	4		**NC -**

Tubos de conexión de silicona

Ref.	Ø int. (mm)	Longitud (m)	€
066799	0,6	3	**NC -**
066801	1	3	**NC -**
066780	2	3	**NC -**
066579	3	3	**NC -**
066781	4	3	**NC -**
066782	5	3	**NC -**
066783	6	3	**NC -**
066784	7	3	**NC -**

Tubos con pinzas

Ref.	Colores grapas		Material	Ø int. (mm)	Unid./ caja	€/ caja
066166	Naranja	Amarillo	Pharmed	0,6	4	**NC -**
066167	Blanco	Blanco	Pharmed	1	4	**NC -**
066168	Rosa	Rosa	Pharmed	2	4	**NC -**
066169	Naranja	Amarillo	Silicona	0,6	4	**NC -**
066170	Blanco	Blanco	Silicona	1	4	**NC -**
066171	Rosa	Rosa	Silicona	2	4	**NC -**
066172	Rosa	Blanco	Silicona	2,8	4	**NC -**

Bombas peristálticas Wheaton Unispense y Omnispense

- Para aplicaciones de transferencia simple con control de velocidad de rotación
- Función de inversión de rotación del cabezal de la bomba
- Se suministra completo con tubo interno y conectores adecuados, debe completarse con una tubo externo
- Tubo interno Pharmed, conector PE

Modelo	Unispense Pro	Omnispense Elite
Interfaz	Digital	
Velocidad (rpm)	Preselección 75 ó 150	0,5 - 400
Caudal (ml / min)	30 - 1080	20,4 - 1746
Modo de uso	Continuo, distribución	
Interfaz de comunicación	Pedal de control	
Ref.	**050703**	**050704**
€	**NC -**	**NC -**





Accesorios

Ref.	Descripción	€
050398	Cabezal de bomba "apilable"	**NC -**
050501	Pedal	**NC -**
050705	Tubo 2 mm con boquillas 1,5 m	**NC -**
374311	Tubo 3 mm con boquillas 1,5 m	**NC -**
048819	Tubo 6 mm con boquillas 1,5 m	**NC -**
048815	Tubo 8 mm con boquillas 1,5 m	**NC -**
050706	Tubo 2 mm para Unispense/Omnispense 7,62 m	**NC -**
050707	Tubo 3 mm para Unispense/Omnispense 7,62 m	**NC -**
050708	Tubo 6 mm para Unispense/Omnispense 7,62 m	**NC -**
050709	Tubo 8 mm para Unispense/Omnispense 7,62 m	**NC -**

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB