Selladora manual Hawo HD 260 MS



Selladora manual.

- Se adapta a todos los tipos de embalajes y de esterilización (con o sin fuelle)
- Un porta-rollos integrado y un dispositivo de corte
- Longitud de la soldadura: 250 mm máx., anchura del sellado: 8 mm máx.

Ref.	Descripción	€
095099	Soldadora manual Hawo HD260 MS8	**NC -**

Astucia

Bolsas y fundas: ver páginas 1400 a 1402

Termoselladora manual S-400-B



- Fácil de usar, cierre a presión

Temperatura (°C)	200
Potencia calorífica (W)	100
Longitud de soldadura (mm)	300
Ancho de soldadura (mm)	12
Dimensiones (anx fx al) (mm)	470 x 350 x 175
Peso (kg)	4,8
Ref.	**068587B**
€	**NC -**

Termoselladora manual 305-C



- Fácil de usar, cierre a presión
- Cuchilla integrada para cortar las bolsas
- Incluye 2 telas cubre-resistencias de teflón y una cuchilla

Temperatura (°C)	140 °C
Potencia calorífica (W)	1100
Longitud de soldadura (mm)	300
Ancho de soldadura (mm)	5
Espesor máx. bolsa (mm)	0,4
Dimensiones (anx fx al) (mm)	480 x 82 x 190
Peso (kg)	5,2
Ref.	**068642**
€	**NC -**

Termoselladora manual 150-C



- Práctica pinza de presión fácil de usar

Temperatura (°C)	120 o 180
Potencia calorífica (W)	50
Longitud de soldadura (mm)	150
Ancho de soldadura (mm)	14
Espesor máx. bolsa (mm)	0,6
Dimensiones (anx fx al) (mm)	170 x 180 x 90
Peso (kg)	0,6
Ref.	**068641**
€	**NC -**