



## Espectrofotómetros UVISCO serie 1100/1200




- Espectrofotómetro de haz simple
- Pantalla LCD - resolución de 128 x 64 píxeles
- Alimentador manual 4 cubetas 10 mm
- Gran compartimento : Paso óptico de 5 a 100 mm
- Lámparas de deuterio y tungsteno
- Receptor de diodo de silicio
- Campos de aplicación recomendados : análisis de rutina, enseñanza y control de calidad

| Modelo | V-1200 | UV-1200 |
|---|---|---|
| Rango de longitud de onda (nm) | 325 a 1000 | 200 a 1000 |
| Ancho de banda | 4 nm | |
| Precisión de la longitud de onda | +/-2 nm | |
| Reproducibilidad | 0,8 nm | |
| Estabilidad a 500 nm | +/-0,002 A/h | |
| Absorbancia | - 0,3 a 3,0 A | |
| Memoria | 50 grupos de datos (curvas estándar | |
| Salida | Puerto USB y paralelo (impresora) | |
| Dimensiones (mm) | 472 x 370 x 180 | |
| Peso (kg) | 12 | 14 |
| Ref. | **019103** | **019102** |
| € | **NC -** | **NC -** |

### Accesorios*

| Ref. | Descripción | € |
|---|---|---|
| **019122** | Cambiador automático 8 cubetas | **NC -** |
| **019124** | Porta cubeta de agua - 1 posición | **NC -** |
| **019125** | Porta cubeta de agua - 4 posiciones | **NC -** |

* Otros accesorios disponibles, consultar