
Evaporadores rotativos Hei-VAP

- Baño calefactor con asas ergonómicas, doble pared y pico integrado
- Pantalla digital
- Botones independientes para una intervención rápida
- Función de bloqueo
- Botón Standby que detiene todas las funciones y levanta el matraz (si es el modelo ML)
- Pantalla desmontable
- Pinza Easy clip en el tubo de vapor para una limpieza fácil
- Sistema sin grasa (sin contaminación de las muestras)
- Sistema Hei-VAP Expert Control y Hei-VAP Ultimate Control para controlar el vacío y la refrigeración en el evaporador: consultar
- Junta estanca de PFKM (muy resistente)



Modelos Hei-VAP	Core (HL)	Core (ML)	Expert (HL)	Expert (ML)	Ultimate (HL)	Ultimate (ML)
Elevador	Manual	Automático	Manual	Automático	Manual	Automático
Velocidad de altura de ajuste	Manual	30 mm/s	Manual	30 mm/s	Manual	30 mm/s
Altura de ajuste (mm)	155					
Velocidad de rotación (rpm)	10 - 280					
Potencia calentamiento (W)	1300					
Rango de temperatura (°C)	20 - 210					
Precisión de temperatura del baño (°C)	± 1					
Volumen del baño calefactor (litros)	4,5					
Pantalla	LCD 3,5"		LCD color 5", táctil		LCD color 7", táctil	
Temporizador	No		Sí		Sí	
Programable	No		Sí		Sí	
Conexión	USB y Micro SD		USB y Micro SD		USB, Micro SD y RS 232	
Peso sin el material de vidrio (kg)	16					
Dimens. con set de vidrio G3 (an x p x al en mm)	477 x 739 x 845					
Clase de protección (DIN EN 60529)	IP 20					

Vidrio



Juego de vidrio	G1 Oblicuo	G3 Vertical	G3 XL Vertical	G5 hielo seco	G6 vertical para reflujo
Aplicaciones	Vidrio oblicuo para aplicaciones estándar	Vidrio vertical para aplicaciones estándar, ocupa poco espacio	Vidrio vertical XL para las aplicaciones estándar, superficie de 2200 cm^2	Vidrio con condensador de hielo seco para disolventes de bajo punto de ebullición	Vidrio vertical para destilación de reflujo

	Hei-VAP Core (HL) con elevador manual				Hei-VAP Core (ML) con elevador motorizado			
	Estándar		Con revestimiento de plástico		Estándar		Con revestimiento de plástico	
	Ref.	€	Ref.	€	Ref.	€	Ref.	€
G1 Oblicuo	499698	NC -	499716	NC -	499721	NC -	499726	NC -
G3 Vertical	499712	NC -	499717	NC -	499722	NC -	499727	NC -
G3 XL Vertical	499713	NC -	499718	NC -	499723	NC -	499728	NC -
G5 de hielo seco	499714	NC -	499719	NC -	499724	NC -	499729	NC -
G6 vertical para reflujo	499715	NC -	499720	NC -	499725	NC -	499730	NC -

	Hei-VAP Expert (HL) con elevador manual				Hei-VAP Expert (ML) con elevador motorizado			
	Estándar		Con revestimiento de plástico		Estándar		Con revestimiento de plástico	
	Ref.	€	Ref.	€	Ref.	€	Ref.	€
G1 Oblicuo	499821	NC -	499826	NC -	499831	NC -	499836	NC -
G3 Vertical	499822	NC -	499827	NC -	499832	NC -	499837	NC -
G3 XL Vertical	499823	NC -	499828	NC -	499833	NC -	499838	NC -
G5 de hielo seco	499824	NC -	499829	NC -	499834	NC -	499839	NC -
G6 vertical para reflujo	499825	NC -	499830	NC -	499835	NC -	499840	NC -

	Hei-VAP Ultimate (HL) con elevador manual				Hei-VAP Ultimate (ML) con elevador motorizado			
	Estándar		Con revestimiento de plástico		Estándar		Con revestimiento de plástico	
	Ref.	€	Ref.	€	Ref.	€	Ref.	€
G1 Oblicuo	499861	NC -	499866	NC -	499871	NC -	499876	NC -
G3 Vertical	499862	NC -	499867	NC -	499872	NC -	499877	NC -
G3 XL Vertical	499863	NC -	499868	NC -	499873	NC -	499878	NC -
G5 de hielo seco	499864	NC -	499869	NC -	499874	NC -	499879	NC -
G6 vertical para reflujo	499865	NC -	499870	NC -	499875	NC -	499880	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB