
Accesorios para evaporadores rotativos Hei-VAP


Tapa de protección


Pantalla de protección

Ref.	Descripción	€
498959	Tapa de protección sólida y tranparente : protección contra implosiones.	NC -
498960	Pantalla de protección sólida y transparente : protección al cambiar el matraz	NC -
498961	Baño calefactor para Hei-VAP	NC -
498962	Sensor de temperatura de evaporación para los modelos Advantage y Precision	NC -
498963	Sensor AUTOaccurate para la regulación automática del vacío para el modelo Precision con vidrio G3 o G6	NC -
498749	Kit de tubos compuesto por 6,25 metros de tubos de vacío y 6,25 metros de tubo de agua	NC -
498964	Junta de vacío de PTFE de recambio	NC -
498902	Líquido para baño calefactor hasta 220°c (5 litros)	NC -
498965	Aqua-Stop, válvula de control de agua para los modelos Advantage y Precision	NC -

Vidrio para evaporador rotativo Hei-VAP



Kit de vidrio completo

Contiene condensador, matraces de evaporación y de recepción...

Ref.	Descripción	€
498975	G1 con condensador oblicuo	NC -
498976	G1B con condensador oblicuo y revestimiento de plástico	NC -
498977	G3 con condensador recto	NC -
498978	G3B con condensador recto y revestimiento de plástico	NC -
498979	G5 con condensador de hielo seco	NC -
498980	G5B con condensador de hielo seco y revestimiento de plástico	NC -
498981	G6 con condensador recto para destilación de reflujo	NC -
498982	G6B con condensador de reflujo recto y revestimiento de plástico	NC -

Cilindro de evaporación y dispositivo antiespuma

Ref.	Descripción	€
499616	Cilindro de evaporación 500 ml NS 29/32	NC -
499617	Cilindro de evaporación 1500 ml NS 29/32	NC -
499618	Parte intermedia NS 14/23 - NS 29/32	NC -
499619	Dispositivo antiespumante con pinza de fijación NS 29/32	NC -



Matraces

	Matraz de evaporación NS 29/32		Matraz de recepción NS 35/20		Matraz de recepción NS 35/20 revestimiento plástico		Frasco para polvo NS 29/32	
Capacidad (ml)	Ref.	€	Ref.	€	Ref.	€	Ref.	€
50	498846*	NC -	-	-	-	-	-	-
100	498847	NC -	499620	NC -	499621	NC -	-	-
250	499609	NC -	499622	NC -	499623	NC -	-	-
500	498848	NC -	499624	NC -	499625	NC -	499613	NC -
1000	498986	NC -	498987	NC -	499626	NC -	499614	NC -
2000	499610	NC -	499627	NC -	499628	NC -	499615	NC -
3000	499611	NC -	499629	NC -	499630	NC -	-	-
5000	499612	NC -	-	-	-	-	-	-

* Incluye adaptador y abrazadera

Arañas





Ref.	Dispositivo de fijación para arañas	€
499638	NS 14,5	NC -
499644	NS 24	NC -

	Araña NS 29/32 con tubos de 20ml NS 14,5 completo		Cuerpo de araña NS 29/32 solo		Tubos de recambio	
Número de tubos	Referencia	€	Referencia	€	Referencia	€
6	499631	NC -	499635	NC -	499634	NC -
12	499632	NC -	499636	NC -	499634	NC -
20	499633	NC -	499637	NC -	499634	NC -

	Araña NS 29/32 con 5 matraces NS 24 completo		Cuerpo de araña NS 29/32 solo		Matraces de reemplazo	
Capacidad de matraces (ml)	Referencia	€	Referencia	€	Referencia	€
50	499639	NC -	499643	NC -	499641	NC -
100	499640	NC -	499643	NC -	499642	NC -