Group Dutscher

Cultek
www.cultek.com
mail: info@cultek.com

BioLab
www.ddbiolab.com
mail: ddbiolab@ddbiolab.com

teknovas
www.teknovas.com
mail: comercial@teknovas.com



Bombas de vacío para evaporador rotativo Hei-VAP

Bombas reguladas por válvulas

- Bomba de membrana de dos etapas, resistente a los productos químicos
- Para todos los modelos Hei-VAP

Modelo	1 Hei-Vac Valve Tec	2 Hei-Vac Valve Control
Uso	Para disolventes con un punto de ebullición bajo o medio-alto	3 evaporadores rotativos simultáneos
Flujo de aspiración (m^3/h)	0,75	2.0 (evacuación más rápida)
Vacío Límite (mbar)	12	7
Control de vacío	Manualmente o mediante una válvula controlada por reguladores de vacío	
Alimentación eléctrica (W)	80	180
Peso (Kg)	6	12,8
Dim. sin condensador (L x an x al) (mm)	315 x 145 x 169	195 x 245 x 310
Referencia	**498966**	**498837**
€	**NC -**	**NC -**
Referencia	**498838**	
€	**NC -**	



Bombas reguladas por rpm

- Bombas de membrana (resistentes a los productos químicos) y reguladas (ajuste de la velocidad y parada cuando se alcanza el nivel de vacío requerido)
- Mayor vida útil de la membrana gracias a los periodos de inactividad
- Bajo consumo de energía, vibraciones y ruido reducidos
- Funciona sin válvula de vacío



Modelo	3 Hei-Vac Vario Pumping Unit
Para evaporador	Hei-VAP Core
Número de pisos	3
Flujo de aspiración (m^3/h)	1,7
Vacío Límite (mbar)	5
Alimentación eléctrica (W)	160
Peso (Kg)	6
Dim. sin condensador (L x an x al) (mm)	193 x 263 x 299
Referencia	**498842**
€	**NC -**
Referencia condensador	**498838**
€	**NC -**



Accesorios para el vacío

Ref.	Descripción	€
498971	Controlador de vacío manual de 0 a 1020 mbar	**NC -**
499700	Controlador de vacío Hei-VAP Control	**NC -**
499701	Botella Woulff 200ml	**NC -**



Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB