Cámaras climáticas ICH



Diferentes versiones disponibles :

+ ICH : con control de la humedad
+ ICH L : con control de la humedad y luz (para normas ICH Q1B)

- Modelos refrigerados con compresor, humedad controlada por Peltier
- Exterior e interior de acero inoxidable.
- Puerta interior de vidrio
- Interfaz de control táctil, Twin Display, con instrucciones intuitivas y programables
- Puerto USB frontal para transmisión de programa, recuperación de datos.
- Puerto de acceso diámetro 40 mm en la parte posterior como estándar.
- Modelos con ruedas
- Operación: con agua destilada.
- De acuerdo con las normas ICH
- Se entrega con 2 rejillas de acero inoxidable y bidón de agua (todos los modelos)
- Entregado con el software AtmoCONTROL

Modelo	ICH110	ICH260	ICH750
Capacidad (l)	108	256	749
Dimensiones internas (L x an x al)	560 x 400 x 480	640 x 500 x 800	1040 x 600 x 1200
Dimensiones externas (L x an x al)	745 x 634 x 1233	824 x 734 x 1552	1224 x 834 x 1950
Temperatura (°C) ICH/ICH L con humedad y/o luz	+10 a +60	+10 a +60	+10 a +60
Temperatura (°C) ICH C con/sin humedad	+10 a +50	+10 a +50	+10 a +50
Temperatura (°C) ICH sin humedad	-10 a +60	-10 a +60	-10 a +60
Temperatura (°C) ICH L sin humedad	0 a +60	0 a +60	0 a +60
Regulación de la humedad (% HR)	10 a 80	10 a 80	10 a 80
Módulo de iluminación ICH L: número de lámparas Vis D65 a 6500K / Nº de lamparas fluorescentes UV a 312/400nm	3/2	4/2	4/2
Número de bandejas estandar / máximo	2/5	2/9	2/14
Carga máxima por bandeja (kg)	20	20	30
Carga máxima por aparato (kg)	150	200	200
Peso (kg)	109	160	249
Alimentación	230/115 V, 50/60 Hz	230/115 V, 50/60 Hz	230/115 V, 50/60 Hz
Referencia Modelo ICH	**911978**	**911802**	**911923**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Referencia Modelo ICH L	**911984**	**911985**	**911986**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Opción para todos los modelos de ICH

Modelo	ICH110	ICH260	ICH750
Interior de cámara reforzado (reemplazo de bandejas estándar por reforzadas) **	-	-	**911193B**
€	-	-	**NC -**
Puerto de acceso 23 mm lateral izquierda/ centro	**912209**	**912209**	**912209**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Puerto de acceso 23 mm lateral izquierda/ arriba	**912210**	**912210**	**912210**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Puerto de acceso 23 mm lateral derecho/ arriba	**912211**	**912211**	**912211**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Puerto de acceso 40 mm parte trasera (a precisar posición)	-	**914548**	**914549**
€	-	**NC -**	**NC -**

Accesorios

Modelo	ICH110	ICH260	ICH750
Rejilla inoxidable	**911680**	**911681**	**911682**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Rejilla suplementaria reforzada	-	**911945**	**911796***
€	-	**NC -**	**NC -**
Bandeja perforada	**911685**	**911686**	**911687**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**
Bandeja perforada reforzada	-	-	**911797***
€	-	-	**NC -**
Kit para conexión de agua de red con cartucho filtrante	**911982**	**911982**	**911982**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**

* Solo en combinación con opción K1 de refuerzo de cámara ref 911193B

** Sólo en modelo ICH, sin luz

Astucia

Otras especificaciones y accesorios, consultar