Agitador de pala HEI-Torque Heidolph (continuación)

Accesorios

Ref.	Descripción	€
498832	Soporte fijo al. 700 mm	NC -
498799	Soporte fijo XXL al. 1000 mm	NC -
498743	Soporte ajustable al. 725 - 1025 mm	NC -
498744	Abrazadera de ajuste	NC -
499918	Cable RS232 para Hei-Torque Precision	NC -
499991	Protecccción de eje para Hei-Torque Core con adaptador	NC -
499993	Adaptador para protección de eje Hei-Torque	NC -
499994	Conector flexible para eje de 6-10 mm	NC -
499995	Eje flexible con conector de 8 mm de diam.	NC -
499996	Protección de eje para Hei-Torque Core sin adaptador	NC -
499997	Guía de agitación NS29/32 PTFE	NC -



Varillas agitadoras de pala y media luna

- Adecuado para velocidades medias
- Adecuado para líquidos de baja a media viscosidad
- Modelos BR12, BR14 y BR18 con cuchilla retráctil para facilitar el acceso en botellas de cuello estrecho




pala media luna

	Pala cruzada BR10	Pala recta BR11	Pala plegable BR12	Pala ancha BR13	Pala plegable BR14	Media luna HR18
						
Dimensión pala L x An (mm)	50 x 12		60 x 15	70 x 70	90 x 10	65 x 18 x 3
Longitud (mm)	400			450	400	350
Ø varilla (mm)	8					
Materiales pala	Acero inox.					PTFE
Referencia	498821	498822	498823	498824	498825	499938
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Palas de agitación tipo hélice

- Adecuado para velocidades medias y altas
- Adecuado para líquidos de viscosidad media a alta
- Agitación axial



pala hélice

	Hélice simple PR39	Hélice simple PR30	Hélice con anillos PR31	Hélice con anillos PR32	Hélice con anillos PR33
					
Ø pala (mm)	75	58	33	45	66
Longitud total (mm)	350	400			
Ø varilla (mm)	8				
Materiales pala	PTFE	Acero inox.			
Referencia	499939	498776	498828	498829	498830
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Palas de agitación de flujo radial

- Adecuado para velocidades medias y altas
- Adecuado para líquidos con viscosidades de hasta 500mPa s
- Ideal para la desgasificación de soluciones



pala radial

	Flujo radial TR20	Flujo radial TR21
		
Ø pala (mm)	29	50
Longitud total (mm)	400	
Ø varilla (mm)	8	
Materiales pala	Acero inox.	
Referencia	498745	498746
€	NC -	NC -

Palas de agitación forma ancla

- Para velocidades bajas
- Adecuado para líquidos de viscosidad media a alta



	Tipo ancla AR19
	
Dimensiones pala (Ø x al) (mm)	60 x 40 x 5
Longitud total (mm)	350
Ø varilla (mm)	8
Materiales pala	PTFE
Referencia	499820
€	NC -

Precios indicativos. No incluyen IVA. Visiten nuestras WEB