
Pala de agitación Visco-Jet

- Agitación altamente fiable sin suministro de aire
- Adecuado para líquidos de viscosidad alta



	VJ 60 Acero Inox.	VJ 80 Acero Inox.	VJ 80 POM	VJ 120 Acero Inox.	VJ 120 POM	VJ 80 CRACK	VJ 120 CRACK
							
Ø pala (mm)	60	80		120		80	120
Longitud total (mm)	500						
Ø varilla (mm)	10						
Materiales pala	Acero inox.	Acero inox.	POM	Acero inox.	POM	Acero inox.	Acero inox.
Referencia	**499689**	**499690**	**499691**	**499692**	**499693**	**499694**	**499695**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

Packs agitadores Hei-Torques con soporte

Pack

- Incluye agitador, soporte regulable en altura de 72 a 1025 mm y pinza de ajuste

	Silver	Gold 1	Gold 2	Platinum
				
Hei-Torque	Expert 100	Ultimate 100	Ultimate 200	Ultimate 400
Referencia	**499702**	**499703**	**499704**	**499705**
€	**NC -**	**NC -**	**NC -**	**NC -**

