Plaques Corning® coatées MATRIGEL® 3D

- Plaques de culture coatées avec du Matrigel® qualifié pour la 3D
- Idéales pour les études de screening sur sphéroïdes, organoïdes, ou tumoroïdes
- Améliorent la répétabilité et la précision des analyses en 3D


Référence	Nombre de puits	Traitement	Coloris	Type de fond	Unités/ sachet	Unités/ carton	€ HT/ carton
356259	96	Matrigel® sans rouge de phénol	Noir	Plat-Transparent	1	1	NC -
356256	384	Matrigel® sans rouge de phénol	Noir	Plat-Transparent	1	5	NC -
356257	384	Matrigel® sans rouge de phénol	Blanc	Plat-Transparent	1	5	NC -
356258	384	Matrigel® sans rouge de phénol	Blanc	Plat-Transparent	1	1	NC -



Traitement CELLSTAR® Cell-Repellent

- Le traitement de surface CELLSTAR® Cell-Repellent de Greiner Bio-One empêche efficacement l'adhésion cellulaire
- Cultures de sphéroïdes et de cellules souches agrégées
- Culture en suspension de cellules adhérentes ou semi-adhérentes
- Culture sur hydrogel ou équivalent
- Culture 3D magnétique avec le système M3D Greiner Bio-One
- Grâce à une innovante modification chimique du polymère, la surface Cell-Repellent Greiner Bio-One n'interfère pas avec les conditions de culture, faisant de cette surface un excellent support pour les cultures primaires ou sensibles
- Conditionnement unitaire possible sur certaines références, veuillez consulter notre spécialiste
- Stériles
- Non cytotoxiques

DNase RNase · ADN humain · Endo-toxines





Plaques

Référence	Nombre de puits	Traitement	Coloris	Type de fond	Unités/ sachet	Unités/ carton	€ HT/ carton
657970	6	Cell-Repellent	Transparent	Plat	1	5	NC -
665970	12	Cell-Repellent	Transparent	Plat	1	5	NC -
662970	24	Cell-Repellent	Transparent	Plat	1	5	NC -
677970	48	Cell-Repellent	Transparent	Plat	1	5	NC -
655970	96	Cell-Repellent	Transparent	Plat	1	6	NC -
650970	96	Cell-Repellent	Transparent	Rond	1	6	NC -
650979	96	Cell-Repellent	Transparent	Rond	8	32	NC -
651970	96	Cell-Repellent	Transparent	V	1	6	NC -
655976	96	Cell-Repellent	Noir	Plat-Transparent	8	32	NC -
781970	384	Cell-Repellent	Transparent	Plat	1	60	NC -
787979	384	Cell-Repellent	Transparent	Rond	8	32	NC -
781976*	384	Cell-Repellent	Noir	Plat-Transparent	8	32	NC -

* Fond µClear


Flacons

Référence	Type de flacon	Traitement	Type de fond	Unités/ sachet	Unités/ carton	€ HT/ carton
690980	25 cm²	Cell-Repellent	Standard	10	20	NC -
690985	25 cm²	Cell-Repellent	Filtrant	10	20	NC -
658980	75 cm²	Cell-Repellent	Standard	5	15	NC -
658985	75 cm²	Cell-Repellent	Filtrant	5	15	NC -
660980	175 cm²	Cell-Repellent	Standard	5	5	NC -
660985	175 cm²	Cell-Repellent	Filtrant	5	5	NC -
Forme haute						
661980	175 cm²	Cell-Repellent	Standard	4	4	NC -
661985	175 cm²	Cell-Repellent	Filtrant	4	4	NC -



Boîtes de Petri

Référence	Diamètre (mm)	Traitement	Unités/ sachet	Unités/ carton	€ HT/ carton
627979	35	Cell-Repellent	10	40	NC -
628979	60	Cell-Repellent	10	20	NC -
664970	100	Cell-Repellent	1	5	NC -



Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be