Inserts Corning® : différents formats (suite)

Référence	Désignation	Type de membrane	Matière de la membrane	Unités/ carton	€ HT/ carton
Porosité 3 µm					
354142	Plaque 24 puits d'inserts solidaires Biocoat™ avec coating matrigel angiogenèse invasion cellules endothéliales	Fluoroblok™	PET	5	**NC -**
354144	Plaque 24 puits d'inserts solidaires Biocoat™avec coating fibronectine migration cellules endothéliales	Fluoroblok™	PET	5	**NC -**
354144	Plaque 24 puits d'inserts solidaires Biocoat™avec coating fibronectine migration cellules endothéliales	Fluoroblok™	PET	5	**NC -**
354148	Plaque 24 puits d'inserts solidaires Biocoat™avec coating fibronectine migration cellules endothéliales	Fluoroblok™	PET	5	**NC -**
Porosité 5 µm					
003421	Inserts individuels avec plaque 24 puits	Translucide	PC	48	**NC -**
003387	Plaque 96 puits d'inserts solidaires	Translucide	PC	8	**NC -**
003388	Plaque 96 puits d'inserts solidaires	Translucide	PC	2	**NC -**
Porosité 8 µm					
003428	Inserts individuels avec plaque 6 puits	Translucide	PC	48	**NC -**
003422	Inserts individuels avec plaque 24 puits	Translucide	PC	48	**NC -**
003464	Inserts individuels avec plaque 24 puits	Transparente	PET	48	**NC -**
003374	Plaque 96 puits d'inserts solidaires	Transparente	PET	2	**NC -**
003384	Plaque 96 puits d'inserts solidaires	Transparente	PET	8	**NC -**
351152	Inserts individuels pour plaque 24 puits	Fluoroblok™	PET	48	**NC -**
351157	Plaque 24 puits d'inserts solidaires	Fluoroblok™	PET	1	**NC -**
351158	Plaque 24 puits d'inserts solidaires	Fluoroblok™	PET	5	**NC -**
351163	Plaque 96 puits d'inserts solidaires	Fluoroblok™	PET	1	**NC -**
351164	Plaque 96 puits d'inserts solidaires	Fluoroblok™	PET	5	**NC -**
354481	Insert individuel pour plaque 6 puits Biocoat™ avec coating matrigel chambre invasion	Transparente	PET	24	**NC -**
354480	Insert individuel pour plaque 24 puits Biocoat™ avec coating matrigel chambre invasion	Transparente	PET	24	**NC -**
354483	Insert individuel pour plaque 24 puits Biocoat™ avec coating matrigel Reduit facteur croissance chambre invasion	Transparente	PET	24	**NC -**
354165	Plaque 24 puits d'inserts solidaires Biocoat™ avec coating matrigel chambre invasion	Fluoroblok™	PET	1	**NC -**
354166	Plaque 24 puits d'inserts solidaires Biocoat™ avec coating matrigel chambre invasion	Fluoroblok™	PET	5	**NC -**
354167	Plaque 96 puits d'inserts solidaires Biocoat™ avec coating matrigel chambre invasion	Fluoroblok™	PET	1	**NC -**
354168	Plaque 96 puits d'inserts solidaires Biocoat™avec coating matrigel chambre invasion	Fluoroblok™	PET	5	**NC -**

Accessoires

Référence	Désignation	Unités/ sachet	Unités/ carton	€ HT/ carton
003395	Réservoir pour plaque d'inserts 24 puits, non traité	12	48	**NC -**
003382	Plaque réservoir pour recevoir la plaque d'inserts 96 puits solidaires avec traitement culture	10	10	**NC -**
003383	Plaque réservoir pour recevoir la plaque d'inserts 96 puits solidaires avec stabilisateur de milieu	10	10	**NC -**
003583	Plaque réservoir noire pour recevoir la plaque d'inserts 96 puits solidaires avec traitement culture	10	10	**NC -**
003783	Plaque réservoir blanche pour recevoir la plaque d'inserts 96 puits solidaires avec traitement culture	10	10	**NC -**
353928	Plaque réservoir avec puits carrés pour recevoir la plaque d'inserts 96 puits solidaires fluoroblok	5	5	**NC -**
354216	Fluorophores Marqueur Fluorescent Calcein AM	-	10 x 50 µg	**NC -**
354217	Fluorophores Marqueur Fluorescent Calcein AM	-	1 mg	**NC -**
354218	Fluorophores Marqueur Fluorescent DilC12(3)	-	100 mg	**NC -**

Inserts Snapwell™



- **L'insert Snapwell™ est un insert de culture Transwell™ composé d'une membrane de 12 mm supportée par un anneau amovible**
- **2 types de membranes, polycarbonate ou PET**
- **Une fois les cellules arrivées à confluence, l'anneau peut être placé dans une chambre de diffusion verticale ou horizontale**
- **Pour des études électrophysiologiques ou de transport**
- **Stériles**
- **Porosité : 0,4 µm**

Réf.	Désignation	Matière de la membrane	Unités/ carton	€ HT/ carton
003407	Insert Snapwell™ pour plaque 6 puits	PC	24	**NC -**
003801	Insert Snapwell™ pour plaque 6 puits	PET	24	**NC -**

Inserts Netwell™ en PET



- **Inserts en polystyrène avec un fond en maille de polyester**
- **Utilisation en tant que supports ou tamis pour la culture de petits organes, coupes de tissus ou explants à l'interface air-liquide**
- **Ils permettent une filtration grossière des homogénats de tissus ou des suspensions cellulaires**
- **Très pratiques pour la coloration immuno-histochimique de coupes de tissus**
- **Stériles**

Réf.	Désignation	Porosité (µm)	Unités/ carton	€ HT/ carton
003477	Inserts individuels pour plaque 12 puits	74	48	**NC -**
003478	Inserts individuels pour plaque 12 puits	440	48	**NC -**
003479	Inserts individuels pour plaque 6 puits	74	48	**NC -**
003480	Inserts individuels pour plaque 6 puits	440	48	**NC -**

Accessoires

Réf.	Désignation	Unités/ carton	€ HT/ carton
003517	Support Netwell™ noir	200	**NC -**
003519	Support Netwell™ blanc	200	**NC -**
003520	Système de transport 12 puits pour inserts de 15 mm	8	**NC -**
003521	Système de transport 6 puits pour inserts de 24 mm	8	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be