Inserts Nunc™

Inserts individuels Nunc™ pour plaques de culture 6, 12 ou 24 puits


- Membrane en polycarbonate facilitant l'ancrage des cellules
- Inserts déjà positionnés dans les plaques
- Non toxiques, non pyrogènes
- Sachets recellables
- Languettes de préhension
- Stériles

Plaques pour manipulation simultanée de plusieurs inserts Nunc™

- Gain de temps
- Limitation des manipulations
- Stériles



Plaque pour manipulation simultanée de plusieurs inserts



Inserts individuels

Applications

- Etude de transport : molécules, hormones, facteurs de croissance, médicaments à travers les barrières cellulaires
- Etude de chimiotactisme : migration des cellules comme les éosinophiles, neutrophiles ou macrophages
- Etude d'invasion : invasion tumorale et modèle de métastase, inhibiteurs d'invasion et effets de la matrice extracellulaire
- Etude de co-culture : interaction cellules-cellules, interaction cellules/matrice ou cellules/substrats
- Ingénieries cellulaire : angiogenèse, modèles tissus derme/épiderme ou épithéliales

Référence	Désignation	Type de membrane	Matière de la membrane	Inserts/ plaque	Inserts/ carton	Unités/ carton	€ HT/ carton
Porosité 0,4 µm							
056414	Inserts individuels avec plaque 6 puits surface de culture 3,14 cm²	Translucide	PC	6	24	4	NC -
056417	Inserts individuels avec plaque 6 puits surface de culture 4,1 cm²	Translucide	PC	6	24	4	NC -
056411	Inserts individuels avec plaque 12 puits	Translucide	PC	12	48	4	NC -
056408	Inserts individuels avec plaque 24 puits	Translucide	PC	12	48	4	NC -
056740	Plaque MD12 (12 puits) avec inserts déjà positionnés dedans	Translucide	PC	12	48	4	NC -
056736	Plaque MD24 (24 puits) avec inserts déjà positionnés dedans	Translucide	PC	24	96	4	NC -
Porosité 3 µm							
056415	Inserts individuels avec plaque 6 puits surface de culture 3,14 cm²	Translucide	PC	6	24	4	NC -
056418	Inserts individuels avec plaque 6 puits surface de culture 4,1 cm²	Translucide	PC	6	24	4	NC -
056412	Inserts individuels avec plaque 12 puits	Translucide	PC	12	48	4	NC -
056409	Inserts individuels avec plaque 24 puits	Translucide	PC	12	48	4	NC -
056741	Plaque MD12 avec inserts déjà positionnés dedans	Translucide	PC	12	48	4	NC -
056737	Plaque MD24 avec inserts déjà positionnés dedans	Translucide	PC	24	96	4	NC -
Porosité 8 µm							
056416	Inserts individuels avec plaque 6 puits surface de culture 3,14 cm²	Translucide	PC	6	24	4	NC -
056419	Inserts individuels avec plaque 6 puits surface de culture 4,1 cm²	Translucide	PC	6	24	4	NC -
056413	Inserts individuels avec plaque 12 puits	Translucide	PC	12	48	4	NC -
056410	Inserts individuels avec plaque 24 puits	Translucide	PC	12	48	4	NC -
056742	Plaque MD12 avec inserts déjà positionnés dedans	Translucide	PC	12	48	4	NC -
056738	Plaque MD24 avec inserts déjà positionnés dedans	Translucide	PC	24	96	4	NC -

Plaques pour inserts manipulation simultanée de plusieurs inserts Nunc™, sans inserts

- Position verticale des inserts réglable (3 positions)
- Compatible avec les différents formats de plaques (Multidish, Omnitray, plaques Bioassay)

Référence	Désignation	Unités/ carton	€ HT/ carton
056743	Plaque 12 puits sans Insert, MD12	4	NC -
056739	Plaque 24 puits sans Insert, MD24	4	NC -

Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be