Inserts Brand®

Inserts individuels (2 en 1) Brand® pour plaques de culture 6, 12 ou 24 puits


- Différents types de membranes pour améliorer l'adhérence et les échanges (membrane en PC ayant une plus grande densité de pores)
- 2 en 1 : utilisation suspendue ou posée
- Emballage individuel ou en multi-packs
- S'adaptent aux différentes marques de plaques multi-puits
- Membrane traitée cellgrade plus





Inserts individuels pour BRANDplate®

- Différents types de membranes pour améliorer l'adhérence et les échanges (membrane en PC ayant une plus grande densité de pores)
- Choix entre les inserts à paroi lisse ou avec canaux
- Les canaux permettent à la membrane d'être idéalement positionnée par rapport au milieu de culture, ce qui favorise la croissance, et donc l'épaisseur, d'une culture tissulaire



Barrettes sécables de 4 inserts BRANDplate®

- Différents types de membranes pour améliorer l'adhérence et les échanges (membrane en PC ayant une plus grande densité de pores)
- Disponibles indépendamment des plaques ou directement dans les plaques
- Stériles

Référence	Désignation	Type de membrane	Matière de la membrane	Inserts/ carton	Unités/ carton	€ HT/ carton
Porosité 0,4 µm						
145551	Inserts individuels pour plaque 6 puits 2 en 1	Transparente	PET	1	24	**NC -**
145552	Inserts individuels pour plaque 6 puits 2 en 1	Transparente	PET	6	24	**NC -**
145543	Inserts individuels pour plaque 12 puits 2 en 1	Transparente	PET	1	48	**NC -**
145544	Inserts individuels pour plaque 12 puits 2 en 1	Transparente	PET	9	48	**NC -**
145531	Inserts individuels pour plaque 24 puits 2 en 1	Transparente	PET	1	48	**NC -**
145532	Inserts individuels pour plaque 24 puits 2 en 1	Transparente	PET	12	48	**NC -**
145547	Inserts individuels pour plaque 6 puits 2 en 1	Translucide	PC	1	24	**NC -**
145548	Inserts individuels pour plaque 6 puits 2 en 1	Translucide	PC	6	24	**NC -**
145539	Inserts individuels pour plaque 12 puits 2 en 1	Translucide	PC	1	48	**NC -**
145540	Inserts individuels pour plaque 12 puits 2 en 1	Translucide	PC	9	48	**NC -**
145535	Inserts individuels pour plaque 24 puits 2 en 1	Translucide	PC	1	48	**NC -**
145536	Inserts individuels pour plaque 24 puits 2 en 1	Translucide	PC	12	48	**NC -**
145562	Inserts individuels paroi lisse pour BRANDplate®	Translucide	PC	1	48	**NC -**
674393	Inserts individuels paroi lisse pour BRANDplate®	Transparente	PET	1	48	**NC -**
145567	Inserts individuels avec canaux pour BRANDplate®	Translucide	PC	1	48	**NC -**
145568	Inserts individuels avec canaux pour BRANDplate®	Transparente	PET	1	48	**NC -**
145573	Barrette sécable de 4 inserts paroi lisse pour BRANDplates® 24/6 puits	Translucide	PC	1	12	**NC -**
145574	Barrette sécable de 4 inserts paroi lisse pour BRANDplates® 24/6 puits	Transparente	PET	1	12	**NC -**
145579	Barrette sécable de 4 inserts avec canaux pour BRANDplates® 24/6 puits	Translucide	PC	1	12	**NC -**
145580	Barrette sécable de 4 inserts avec canaux pour BRANDplates® 24/6 puits	Transparente	PET	1	12	**NC -**
145585	Plaque BRANDplate® 6 puits avec 6 barrettes de 4 Inserts, paroi lisse	Translucide	PC	1	5	**NC -**
145586	Plaque BRANDplate® 6 puits avec 6 barrettes de 4 Inserts, paroi lisse	Transparente	PET	1	5	**NC -**
145591	Plaque BRANDplate® 6 puits avec 6 barrettes de 4 Inserts, avec canaux	Translucide	PC	1	5	**NC -**
145592	Plaque BRANDplate® 6 puits avec 6 barrettes de 4 Inserts, avec canaux	Transparente	PET	1	5	**NC -**
Porosité 1 µm						
145563	Inserts individuels paroi lisse pour BRANDplate®	Translucide	PC	1	48	**NC -**
145569	Inserts individuels avec canaux pour BRANDplate®	Translucide	PC	1	48	**NC -**
145575	Barrette sécable de 4 inserts paroi lisse pour BRANDplates® 24/6 puits	Translucide	PC	1	12	**NC -**
145581	Barrette sécable de 4 inserts avec canaux pour BRANDplates® 24/6 puits	Translucide	PC	1	12	**NC -**
145587	Plaque BRANDplate® 6 puits avec 6 barrettes de 4 Inserts paroi lisse	Translucide	PC	1	5	**NC -**
145593	Plaque BRANDplate® 6 puits avec 6 barrettes de 4 Inserts avec canaux	Translucide	PC	1	5	**NC -**
Porosité 3 µm						
145564	Inserts individuels paroi lisse pour BRANDplate®	Translucide	PC	1	48	**NC -**
145570	Inserts individuels avec canaux pour BRANDplate®	Translucide	PC	1	48	**NC -**
145576	Barrette sécable de 4 inserts paroi lisse pour BRANDplates® 24/6 puits	Translucide	PC	1	12	**NC -**
145582	Barrette sécable de 4 inserts avec canaux pour BRANDplates® 24/6 puits	Translucide	PC	1	12	**NC -**
145588	Plaque BRANDplate® 6 puits avec 6 barrettes de 4 Inserts paroi lisse	Translucide	PC	1	5	**NC -**
145594	Plaque BRANDplate® 6 puits avec 6 barrettes de 4 Inserts avec canaux	Translucide	PC	1	5	**NC -**
Porosité 8 µm						
145553	Inserts individuels pour plaque 6 puits 2 en 1	Transparente	PET	1	24	**NC -**
145554	Inserts individuels pour plaque 6 puits 2 en 1	Transparente	PET	6	24	**NC -**
145543	Inserts individuels pour plaque 12 puits 2 en 1	Transparente	PET	1	48	**NC -**
145544	Inserts individuels pour plaque 12 puits 2 en 1	Transparente	PET	9	48	**NC -**
145533	Inserts individuels pour plaque 24 puits 2 en 1	Transparente	PET	1	48	**NC -**