
Inserts Brand® (suite)

Référence	Désignation	Type de membrane	Matière de la membrane	Inserts/ carton	Unités/ carton	€ HT/ carton
Porosité 8 µm						
145534	Inserts individuels pour plaque 24 puits 2 en 1	Transparente	PET	12	48	**NC -**
145549	Inserts individuels pour plaque 6 puits 2 en 1	Translucide	PC	1	24	**NC -**
145550	Inserts individuels pour plaque 6 puits 2 en 1	Translucide	PC	6	24	**NC -**
145541	Inserts individuels pour plaque 12 puits 2 en 1	Translucide	PC	1	48	**NC -**
145542	Inserts individuels pour plaque 12 puits 2 en 1	Translucide	PC	9	48	**NC -**
145537	Inserts individuels pour plaque 24 puits 2 en 1	Translucide	PC	1	48	**NC -**
145538	Inserts individuels pour plaque 24 puits 2 en 1	Translucide	PC	12	48	**NC -**
145565	Inserts individuels pour BRANDplate®, paroi lisse	Translucide	PC	1	48	**NC -**
145566	Inserts individuels pour BRANDplate®, paroi lisse	Transparente	PET	1	48	**NC -**
145571	Inserts individuels pour BRANDplate®, avec canaux	Translucide	PC	1	48	**NC -**
145572	Inserts individuels pour BRANDplate®, avec canaux	Transparente	PET	1	48	**NC -**
145577	Barrette sécable de 4 inserts paroi lisse pour BRANDplates® 24/6 puits	Translucide	PC	1	12	**NC -**
145578	Barrette sécable de 4 inserts paroi lisse pour BRANDplates® 24/6 puits	Transparente	PET	1	12	**NC -**
145583	Barrette sécable de 4 inserts avec canaux pour BRANDplates® 24/6 puits	Translucide	PC	1	12	**NC -**
145584	Barrette sécable de 4 inserts avec canaux pour BRANDplates®24/6 puits	Transparente	PET	1	12	**NC -**
145589	Barrette sécable de 4 inserts paroi lisse pour BRANDplates® 24/6 puits	Translucide	PC	1	5	**NC -**
145590	Barrette sécable de 4 inserts paroi lisse pour BRANDplates® 24/6 puits	Transparente	PET	1	5	**NC -**
145595	Barrette sécable de 4 inserts avec canaux pour BRANDplates® 24/6 puits	Translucide	PC	1	5	**NC -**
145596	Barrette sécable de 4 inserts avec canaux pour BRANDplates® 24/6 puits	Transparente	PET	1	5	**NC -**

Deux types de BRANDplate®



- **Puregrade™ : non traitée**
- **Cellgrade™ : traitée culture**

Réf.	Désignation	Unités/ sachet	Unités/ carton	€ HT/ carton
674374	Plaque réceptrice BRANDplate® Puregrade™ S avec 24 puits	1	10	**NC -**
145559	Plaque réceptrice BRANDplate® Puregrade™ S avec 6 puits (4 puits connectés)	1	10	**NC -**
145560	Plaque réceptrice BRANDplate® Cellgrade™ plus avec 24 puits	1	10	**NC -**
145561	Plaque réceptrice BRANDplate® Cellgrade™ plus avec 6 puits (4 puits connectés)	1	10	**NC -**

Boîtes de co-culture SPL



- **Boîtes en polystyrène avec une membrane en nylon**
- **Epaisseur de la membrane : 10 à 23 µm**
- **Porosité : 23 µm**
- **Stériles**

Cyto-toxines · Pyro-gènes · DNase RNase · ADN humain

Référence	Dim. int. Ø x h (mm)	Dim. ext. Ø x h(mm)	Surface de culture(cm²)	Vol. de travail (ml)	Grip externe	Unités/ sachet	Unités/ carton	€ HT/ carton
330086	52,8 x 12,8	60 x 15	21,5	5	Oui	10	20	**NC -**
330087	86,26 x 17,7	100 x 20	57,5	12,5	Non	10	20	**NC -**