
Chambres de culture Corning® CellSTACK®

- Cinq dimensions : de 1-stack (636 cm²) à 40-stacks (25 440 cm²)
- Plusieurs traitements de surface disponibles : traitement standard de culture cellulaire, surface Corning CellBIND® pour une meilleure adhésion des cellules, ou surface ULA (Ultra-Low Attachment) pour une adhésion minimale des cellules
- Stériles
- Non pyrogènes
- Fabriquées aux USA dans des conditions GMP
- Faciles d'utilisation
- Large ouverture avec bouchon filtrant
- Format pouvant être automatisé


Surface Corning CellBIND®

- Idéal pour réduire l'ajout de serum
- Meilleur attachement pour un meilleur rendement cellulaire

Surface ULA (Ultra-Low Attachment) : voir chapitre 3D



Référence	Surface (cm²)	Nombre de plateaux	Traitement	Unités/ sachet	Unités/ carton	€ HT/ carton
003268	636	1	TC	1	8	**NC -**
003330	636	1	CellBIND®	1	8	**NC -**
003269	1272	2	TC	1	5	**NC -**
003310	1272	2	CellBIND®	1	5	**NC -**
003313	3180	5	TC	1	8	**NC -**
003319	3180	5	TC	1	2	**NC -**
003311	3180	5	CellBIND®	1	2	**NC -**
003270	6360	10	TC	1	2	**NC -**
003271	6360	10	TC	1	6	**NC -**
003312	6360	10	CellBIND®	1	2	**NC -**
003320	6360	10	CellBIND®	1	6	**NC -**
003272	25440	40	TC	1	2	**NC -**
003321	25440	40	CellBIND®	1	8	**NC -**



Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be