
Flacons de culture cellulaire Nunc™



- Surface Nunclon Delta traitée pour la culture de cellules
- Stérilisés aux rayons gamma
- Bouchon standard ventilé ou bouchon filtrant

Flacons de culture cellulaire standard Nunc™


Référence	Type de col	Type de bouchon	Traitement	Unités/ sachet	Unités/ carton	€ HT/ carton
Surface 25 cm²						
055409	Incliné	Standard	TC	20	160	NC -
055422	Incliné	Filtrant	TC	20	160	NC -
Surface 80 cm²						
055410	Droit	Standard	TC	5	50	NC -
055423	Droit	Filtrant	TC	5	50	NC -
Surface 175 cm²						
055421	Droit	Standard	TC	1	32	NC -
056788	Droit	Standard	TC	4	32	NC -
055425	Droit	Filtrant	TC	1	32	NC -
056789	Droit	Filtrant	TC	4	32	NC -
Surface 175 cm² avec code barre 128						
056468	Droit	Filtrant	TC	1	32	NC -
056784	Droit	Filtrant	TC	4	32	NC -

Flacons de culture cellulaire Easy Flask Nunc™

- A col incliné large, pour accès total aux cellules à l'aide d'un grattoir, fermeture très rapide et graduation sérigraphiée

Référence	Type de col	Type de bouchon	Traitement	Unités/ sachet	Unités/ carton	€ HT/ carton
Surface 25 cm²						
055400	Incliné	Standard	TC	10	200	NC -
055401	Incliné	Filtrant	TC	10	200	NC -
056393	Incliné	Filtrant	Collagène I	10	60	NC -
056390	Incliné	Filtrant	Poly-D-Lysine	10	60	NC -
Surface 75 cm²						
055402	Incliné	Standard	TC	5	100	NC -
055403	Incliné	Filtrant	TC	5	100	NC -
056394	Incliné	Filtrant	Collagène I	5	30	NC -
056391	Incliné	Filtrant	Poly-D-Lysine	5	30	NC -
Surface 175 cm²						
055405	Incliné	Standard	TC	5	30	NC -
055404	Incliné	Filtrant	TC	5	30	NC -
056395	Incliné	Filtrant	Collagène I	5	30	NC -
056392	Incliné	Filtrant	Poly-D-Lysine	5	30	NC -
Surface 225 cm²						
056241	Incliné	Standard	TC	5	30	NC -
056242	Incliné	Filtrant	TC	5	30	NC -

Flacons de culture cellulaire T300 Nunc™



- Soufflé en plastique souple et résistant, design ergonomique pour une meilleure préhension

Référence	Type de col	Type de bouchon	Traitement	Unités/ sachet	Unités/ carton	€ HT/ carton
Surface 300 cm²						
056834	Droit	Standard	TC	1	12	NC -
056835	Droit	Filtrant	TC	1	12	NC -

Bouchons de rechange pour flacons

Emballage individuel stérile.

Pour flacon	80 cm²		175 et 225 cm²	
	Réf.	€ HT les 100	Réf.	€ HT les 100
Bouchon standard	055451	NC -	055453	NC -
Bouchon filtrant	055452	NC -	055454	NC -
Bouchon blanc filtrant	-	-	056447	NC -

Flacons de culture cellulaire 3 étages Nunc™



Flacon de culture à 3 niveaux présentant une surface de culture de 500 cm² dans un volume équivalent à celui d'un flacon de 175 cm², grâce à la présence de trois plateaux internes.

- Volume utile conseillé : 200 ml
- Stérilisés gamma
- Facilité d'utilisation : il suffit de remplir le flacon jusqu'à répartition égale du milieu par compartiment et de coucher le flacon pour sa mise en incubation

Référence	Type de bouchon	Traitement	Unités/ sachet	Unités/ carton	€ HT/ carton
Surface 500 cm²					
055045	Standard	TC	1	32	NC -
056786	Standard	TC	4	32	NC -
055046	Filtrant	TC	1	32	NC -
056787	Filtrant	TC	4	32	NC -
Surface 500 cm² avec code barre					
056437	Filtrant	TC	1	32	NC -
056785	Filtrant	TC	4	32	NC -