Chambres de culture Nunc™ Cell Factory®

Unité de culture cellulaire intensive constituée de plateaux superposés en polystyrène transparent traité pour la culture.

- **Idéales pour scale up**
- **Gain de place et de temps**
- **Chambres de culture parallèles communicantes sur la hauteur par 2 conduits verticaux, l'un équipé d'un filtre hydrophobe 0,2 µm pour aération, l'autre pour remplissage et vidange en condition aseptique**
- **Répartition égale par chambre en vertu du principe des vases communicants**
- **Traitement de surface Nunclon, stérilisé gamma, emballage individuel**
- **Récolte des cellules par trypsinisation**
- **Vidange par un tube de connexion**
- **Dimensions L x l : 335 x 205 mm**



Accessoires pour Cell Factory® standard

Réf.	Désignation	Unités/ carton	€ HT/ carton
056780	Capuchons de fermeture en HDPE	40	**NC -**
055132	Raccord de connexion en PTFE (pour vidange et remplissage)	10	**NC -**
056420	Raccord polycarbonate	10	**NC -**
055469	Filtre évent 1 µm	1	**NC -**

Cell Factory® standard

Réf.	Surface (cm²)	Nbre de plateaux	Vol. de travail (ml)	H. (mm)	Unités/ sachet	Unités/ carton	€ HT/ carton
055124	632	1	180	37	1	8	**NC -**
055125	1264	2	360	52	1	6	**NC -**
056194	2528	4	720	90	1	10	**NC -**
055126	6320	10	1800	190	1	2	**NC -**
055127	6320	10	1800	190	1	6	**NC -**
055128	25280	40	7200	695	1	2	**NC -**

Cell Factory® EasyFill®


- **Gain d'espace**
- **Un Cell factory Easy fill 10 plateaux correspond à 36 flacons T175**
- **Facile à remplir et à vider, prêt à utiliser, pas besoin d'accessoires**
- **Dimensions L x l : 335 x 205 mm**

Réf.	Surface (cm²)	Nbre de plateaux	Vol. de travail (ml)	H. (mm)	Unités/ sachet	Unités/ carton	€ HT/ carton
056440	630	1	200	35	1	6	**NC -**
056442	1260	2	400	53	1	6	**NC -**
056443	2520	4	800	87	1	4	**NC -**
056705	6300	10	2000	190	1	2	**NC -**

Accessoire pour Cell Factory EasyFill™

Référence	Désignation	Unités/ carton	€ HT/ carton
056420	Raccord polycarbonate	40	**NC -**





Cell Factory® à haute densité

- **30 % de surface et de rendement supplémentaires tout en respectant l'encombrement standard du système Nunc™ Cell Factory®**
- **Le rendement peut varier en fonction du type cellulaire cultivé**
- **Amélioration de la productivité**
- **Dimensions L x l : 335 x 205 mm**

Réf.	Surface (cm²)	Nbre de plateaux	Vol. de travail (ml)	H. (mm)	Unités/ sachet	Unités/ carton	€ HT/ carton
056903	1896	3	450-600	54	1	4	**NC -**
056904	8216	13	1950-2600	186	1	3	**NC -**
056905	32864	52	7800-10400	698	1	1	**NC -**



Cell Factory® avec gazage actif

- **Crée un environnement idéal pour la culture des cellules sensibles au pH et consommatrices d'oxygène**
- **Garantit une atmosphère contrôlée et non contaminée sur chaque plateau**
- **Distribution homogène du mélange de gaz spécifié par l'utilisateur**

Réf.	Surface (cm²)	Nbre de plateaux	Vol. de travail (ml)	H. (mm)	Unités/ sachet	Unités/ carton	€ HT/ carton
056179	2400	4	600-800	90	1	10	**NC -**
056180	6000	10	1500-2000	190	1	6	**NC -**
056181	24000	40	6000-8000	695	1	2	**NC -**

Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be