Boîtes de Petri

Boîtes de Petri traitées culture cellulaire Falcon®

Surface de culture parfaitement plane, sans distorsion et optiquement claire.

- **Rebord d'empilement, située au-dessus du couvercle facilite la manipulation et le stockage**
- **Le système Easy Grip™ permet une meilleure préhension**
- **Le couvercle, avec un rebord très couvrant, permet de réduire les risques de contamination**
- **Spécialement conçues pour permettre des échanges gazeux optimum grâce à 3 ergots situés à l'intérieur du couvercle**

Corning Primaria®

- **Traitement de surface favorisant l'attachement et la prolifération de types cellulaires difficiles à cultiver sur un support de culture traditionnel. Le traitement de surface est stable dans le temps et homogène, tout particulièrement adapté aux cellules neuronales, endothéliales ou tumorales**

PureCoat™ Amine

- **Adapté aux cellules qui démontrent une faible attachement, cette surface favorise l'adhésion, la prolifération et la différenciation d'un grand nombre de cellules : cellules primaires neuronales, cellules transfectées (ex : HEK-293) ou de lignées cellulaires comme PC12, HepG2**
- **Alternative aux coatings biologiques - surface animal-free**
- **Surface stable 18 mois à partir de la date de fabrication**

PureCoat™ Carboxyl

- **Adapté aux cellules qui démontrent une faible attachement, cette surface favorise l'adhésion, la prolifération et la différenciation d'un grand nombre de cellules : cardiomyocytes (rat,souris), kératinocytes (rat), PC12, HT-1080, MCR-5**
- **Alternative aux coatings biologiques - surface animal-free**
- **Surface stable 18 mois à partir de la date de fabrication**



Autres conditionnements : nous consulter



Référence	Ø int x h int. (mm)	Spécificité	Traitement	Unités/ sachet	Unités/ carton	€ HT/ carton
Ø 35 mm						
353001	35,61 x 9,56	Easy Grip™	TC	20	500	**NC -**
353801	35,61 x 9,56	-	Primaria®	20	200	**NC -**
Ø 60 mm						
353004	50,47 x 11,17	Easy Grip™	TC	20	500	**NC -**
353802	50,47 x 11,17	-	Primaria®	20	200	**NC -**
Ø 100 mm						
353003	89,43 x 19,18	-	TC	20	200	**NC -**
353803	89,43 x 19,18	-	Primaria®	20	200	**NC -**
354732	89,43 x 19,18	-	Purecoat™ Amine	10	10	**NC -**
354784	89,43 x 19,18	-	Purecoat™ Carboxyl	10	10	**NC -**
Ø 150 mm						
353025	142,57 x 24,77	Fond quadrillé	TC	10	100	**NC -**

Boîte de Petri pour culture d'organe Falcon®

- **Easy grip**
- **Emballage "peel-open" de type médica**
- **Stérile par rayons gamma**
- **Surface de culture 2,89 cm²**

Référence	Ø x h (mm)	Spécificité	Traitement	Unités/ sachet	Unités/ carton	€ HT/ carton
353037	60 x 15	Ronde avec puits central	TC	20	500	**NC -**



Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be