Boîtes de Petri traitées culture cellulaire Greiner Bio-One

- En polystyrène
- Stérilisées aux rayons gamma
- Couvercles avec rebords d'empilage
- Ergots de ventilation
- Usage unique
- Triple emballage possible sur demande

Traitement TC

- Traitement de surface physique standard pour cellules adhérentes

Advanced TC™

- Traitement chimique avancé pour cellules primaires, pour cellules délicates ou placées sous contraintes (ex : moins de serum)



Référence	Ø ext x h ext. (mm)	Nombre de compartiments	Spécificité	Traitement	Unités/ sachet	Unités/ carton	€ HT/ carton
Ø 35 mm							
627160	35 x 13,4	1	-	TC	10	740	NC -
627960	35 x 13,4	1	-	Advanced TC	10	740	NC -
627170B	36 x 12	4	Ø par compartiment : 11 mm	TC	10	740	NC -
Ø 60 mm							
628160	54,39 x 13,8	1	-	TC	10	600	NC -
628960	54,39 x 13,8	1	-	Advanced TC	10	600	NC -
Ø 100 mm							
664160	87,5 x 19,6	1	-	TC	15	360	NC -
664960	87,5 x 19,6	1	-	Advanced TC	15	360	NC -
Ø 145 mm							
639160	136,41 x 19	1	-	TC	5	120	NC -
639960	136,41 x 19	1	-	Advanced TC	5	120	NC -

Référence	L x l x h (mm)	Spécificité	Traitement	Unités/ sachet	Unités/ carton	€ HT/ carton
Forme carrée						
688160	1270,73 x 120,73 x 14,6	Carrée 120 mm x 120 mm	TC	10	240	NC -

Boites de Petri Nunc™ traitées Nunclon®

- En polystyrène
- Grande qualité optique
- Stérilisées gamma (certificat fourni avec chaque carton)
- Non cytotoxiques

Aérées


- Avec ergots de ventilation

A grille

- Conçue pour le clonage et permet le comptage

EasYDish

- Rebord biseauté, meilleure préhension lors de la manipulation avec les gants
- Encoches maximisant la ventilation tout en maintenant la stérilité
- Marquages d'orientation pour l'observation au microscope
- Surface de marquage
- Emballage refermable



Référence	Ø ext x h ext. (mm)	Spécificité	Traitement	Unités/ sachet	Unités/ carton	€ HT/ carton
Ø 35 mm						
055056	40 x 12	Non Aérée	TC	10	500	NC -
055055	40 x 12	Aérée	TC	10	500	NC -
055057	40 x 12	Grille	TC	20	500	NC -
056912	40 x 13	EasyDish	TC	10	500	NC -
Ø 60 mm						
055059	58 x 15	Non Aérée	TC	10	400	NC -
055058	58 x 15	Aérée	TC	10	400	NC -
055060	58 x 15	Grille	TC	10	400	NC -
056913	60 x 16	EasyDish	TC	10	280	NC -
Ø 100 mm						
055061	92 x 17	Aérée	TC	10	150	NC -
055062B	92 x 21	Aérée	TC	10	240	NC -
056914	95 x 17	EasyDish	TC	10	150	NC -
056915	95 x 21	EasyDish	TC	10	240	NC -
Ø 150 mm						
055063	144 x 21	Aérée	TC	10	80	NC -
056916	145 x 21	EasyDish	TC	10	80	NC -

Forme carrée

- Surface parfaitement plane
- Surface de culture 500 cm²

Référence	L x l x h (mm)	Spécificité	Traitement	Unités/ sachet	Unités/ carton	€ HT/ carton
431110	224 x 224 x 25	Carrée 245 x 245 mm	TC	4	16	NC -

Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be