

Boîtes de Petri UpCell Nunc™








Conçues pour permettre une dissociation rapide des cellules de la surface par simple changement de température.

- **Pas de trypsination : protéines de surface et antigènes préservés**
- **Pas d'utilisation de grattoir : bonne viabilité cellulaire**
- **Couches de cellules récupérées peuvent être empilées afin de créer des modèles de tissus tridimensionnels et des co-cultures**
- **Temps de manipulation minime**
- **Grille 3 x 3 mm permettant la récolte de cellules individuelles en suspension ou de petites colonies**

Référence	Ø ext x h ext. (mm)	Spécificité	Traitement	Unités/ sachet	Unités/ carton	€ HT/ carton
Ø 35 mm						
056714	40 x 12	Membrane de support fournie	Upcell	5	30	**NC -**
Ø 60 mm						
056713	60 x 15	-	Upcell	5	30	**NC -**
056716	60 x 15	Grille	Upcell	5	30	**NC -**
Ø 100 mm						
056712	92 x 17	-	Upcell	1	6	**NC -**
056715	92 x 17	Grille	Upcell	1	6	**NC -**

Boîtes de Petri traitées culture cellularie SPL





- **En polystyrène transparent de haute qualité, USP classe VI**
- **Grip externe : pour une meilleure préhension**
- **Stériles SAL 10^{-6}**

Référence	Ø int x h int. (mm)	Spécificité	Traitement	Unités/ sachet	Unités/ carton	€ HT/ carton
Ø 35 mm						
330005	35 x 9,6	Grip	TC	10	500	**NC -**
Ø 60 mm						
330006	52,8 x 12,8	Grip	TC	10	500	**NC -**
Ø 100 mm						
330007	86,26 x 17,70	-	TC	10	200	**NC -**
330008	87,48 x 16,40	Grip	TC	10	200	**NC -**
Ø 150 mm						
330009	138,57 x 23,3	-	TC	10	120	**NC -**
330010	138,57 x 15,4	-	TC	10	120	**NC -**

Forme carrée

- **En polystyrène transparent**
- **Fond quadrillé pour le dénombrement des colonies**

Réf.	Lx l x h (mm) ext.	Spécificité	Traitement	Unités/ sachet	Unités/ carton	€ HT/ carton
330045	126,40 x 126,4 x 20	Grille	TC	5	60	**NC -**