

Plaques et microplaques Corning®





- Stériles
- Code alphanumérique pour identification
- Surface CellBIND®: traitement de surface présentant des charges négatives, surface plus hydrophile pour une meilleure fixation des cellules et facilitent ainsi la prolifération
- La surface Corning® Osteo Assay est un revêtement inorganique cristallin, créant une surface qui imite l'environnement osseux *in vivo*, pour la culture et l'analyse *in vitro* de cellules osseuses

Réf.	Nombre de puits	Type de fond	Couleur plaque	Traitement	Unités/ sachet	Unités/ carton	€ HT/ carton
003516	6	Plat	Transparent	TC	1	50	NC -
003506	6	Plat	Transparent	TC	5	100	NC -
003335	6	Plat	Transparent	CellBIND®	5	50	NC -
003513	12	Plat	Transparent	TC	1	50	NC -
003512	12	Plat	Transparent	TC	5	100	NC -
003336	12	Plat	Transparent	CellBIND®	5	50	NC -
003526	24	Plat	Transparent	TC	1	50	NC -
003524	24	Plat	Transparent	TC	1	100	NC -
003527	24	Plat	Transparent	TC	5	100	NC -
003337	24	Plat	Transparent	CellBIND®	5	50	NC -
003987	24	Plat	Transparent	Corning Osteo Assay	1	4	NC -
003548	48	Plat	Transparent	TC	1	100	NC -
003338	48	Plat	Transparent	CellBIND®	5	50	NC -
003596	96	Plat	Transparent	TC	1	50	NC -
003598	96	Plat	Transparent	TC	5	100	NC -
003599	96	Plat	Transparent	TC	1	100	NC -
003300	96	Plat	Transparent	CellBIND®	5	50	NC -
003799	96	Rond	Transparent	TC	1	50	NC -
003603	96	Plat Transp.	Noir	TC	1	48	NC -
003904	96	Plat Transp.	Noir	TC	20	100	NC -
003340	96	Plat Transp.	Noir	CellBIND®	5	50	NC -
003916	96	Plat - Noir	Noir	TC	20	100	NC -
003610	96	Plat Transp.	Blanc	TC	1	48	NC -
003903	96	Plat Transp.	Blanc	TC	20	100	NC -
003917	96	Plat - Blanc	Blanc	TC	20	100	NC -

WEB



Saisissez les références sur dulis.be pour trouver :
- le guide de dimensions des puits, rendement cellulaire attendu et volume de milieu recommandé ;
- le guide de choix des microplaques.

ASTUCE



Retrouver toutes nos plaques 384 puits et 1536 puits traitées culture Falcon® dans notre chapitre stockage et screening

Plaques et microplaques Greiner Bio-One

- Stériles
- Non cytotoxiques
- Empilables, emballages pelables
- Numéro de lot sur chaque plaque, date de péremption sur chaque sachet
- Couvercles avec anneaux de condensation
- En polystyrène faible autofluorescence

DNase RNase — ADN humain — Endo-toxines

CELLSTAR® TC

- Traitement de surface physique standard

CELLSTAR Advanced TC

- Traitement chimique avancé pour cellules primaires ou délicates ou placées sous contraintes (ex : moins de SVF)

Plaque de culture monopuits CELLSTAR® OneWell Plate



- Format SBS, utilisable avec des systèmes robotisés
- Avec couvercle
- Idéale pour le screening et la culture intensive
- Surface de culture : 95 cm²

Référence	Nombre de puits	Type de fond	Traitement	Unités/ sachet	Unités/ carton	€ HT/ carton
1670180	1	Plat	TC	32	50	NC -

ASTUCE



Disponible en version non traitée OneWell et FourWell