
Plaques et microplaques Greiner Bio-One (suite)

Plaques multi-puits et microplaques transparentes

Référence	Nombre de puits	Type de fond	Traitement	Unités/ sachet	Unités/ carton	€ HT/ carton
657160	6	Plat	TC	1	100	NC -
657960	6	Plat	Advanced TC	1	100	NC -
665180	12	Plat	TC	1	100	NC -
665980	12	Plat	Advanced TC	1	100	NC -
662160	24	Plat	TC	1	100	NC -
662960	24	Plat	Advanced TC	1	100	NC -
677180	48	Plat	TC	1	100	NC -
677980	48	Plat	Advanced TC	1	100	NC -
020035	96	Plat	TC	1	100	NC -
655980	96	Plat	Advanced TC	1	100	NC -
655982	96	Plat	Advanced TC	10	160	NC -
020028	96	Rond	TC	1	100	NC -
020033	96	Conique	TC	1	100	NC -
675180	96	1/2 puits	TC	1	100	NC -

Accessoires

Référence	Désignation	Unité d'emb.	Unités/ carton	€ HT/ carton
020037	Couvercle universel forme haute irradié	1	100	NC -
020039	Couvercle stérile pour microplaque 96 anneaux de condensation	1	100	NC -



- Haute transparence et faible auto-fluorescence
- Couvercle conçu pour des échanges gazeux optimum et un minimum d'évaporation
- Repérage alphanumérique
- Emballage pelable
- Format SBS, compatible robotique
- Pour les plaques 6 puits et 96 puits : sérigraphie noire sur chaque plaque avec numéro lot, date expiration, type de traitement
- Gain de réactif avec les 1/2 puits ; volume de travail de 15 à 175 µl

Microplaques noires GREINER Bio-One

Réf.	Nombre de puits	Type de fond	Spécificité	Traitement	Unités/ sachet	Unités/ carton	€ HT/ carton
655086	96	Plat - Noir	Avec couvercle	TC	8	32	NC -
655079	96	Plat - Noir	Sans couvercle	TC	10	40	NC -
655090	96	Plat - µclear transparent	Avec couvercle	TC	8	32	NC -
655087	96	Plat - µclear transparent	Sans couvercle	TC	10	40	NC -
675086	96	1/2 puits Noir	Avec couvercle	TC	8	32	NC -
675090	96	1/2 puits - µclear transparent	Avec couvercle	TC	8	32	NC -
655986	96	1/2 puits - µclear transparent	Avec couvercle	Advanced TC	8	32	NC -
675986	96	1/2 puits Noir	Avec couvercle	Advanced TC	8	32	NC -
781986	384	Plat - µclear transparent	Sans couvercle	Advanced TC	8	32	NC -
788986	384	1/2 puits - µclear transparent	Avec couvercle	Advanced TC	15	60	NC -








- Adaptées pour les essais en fluorescence
- Minimise le bruit de fond, l'autofluorescence et les effets de diffusion interpuits
- Fond transparent µclear (épaisseur 190 µm) adapté à la microscopie
- Format SBS, compatible robotique

Microplaques blanches GREINER Bio-One

Réf.	Nombre de puits	Type de fond	Spécificité	Traitement	Unités/ sachet	Unités/ carton	€ HT/ carton
655083	96	Plat - Blanc	Avec couvercle	TC	8	32	NC -
655073	96	Plat - Blanc	Sans couvercle	TC	10	40	NC -
655098	96	Plat - µclear transparent	Avec couvercle	TC	8	32	NC -
655088	96	Plat - µclear transparent	Sans couvercle	TC	10	40	NC -
675083	96	1/2 puits - Blanc	Avec couvercle	TC	8	32	NC -
655983	96	Plat - Blanc	Avec couvercle	Advanced TC	8	32	NC -
781983	384	Plat - µclear transparent	Avec couvercle	Advanced TC	8	32	NC -
788983	384	1/2 puits - µclear transparent	Avec couvercle	Advanced TC	15	60	NC -





- Adaptée pour les essais en luminescence
- Minimise le bruit de fond, l'autophosphorescence et les effets de diffusion interpuits
- Fond transparent µclear : épaisseur 190 µm adapté à la microscopie
- Format SBS, compatible robotique

Retrouvez nos plaques 384 et 1536 puits Greiner Bio-One au chapitre stockage et screening



Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be