Plaques Nunc™


Plaques de culture Omnitray Nunc™




- Stérilisées aux rayons gamma avec couvercle
- Format microplaque permettant une utilisation avec les robots
- Avec pan coupé : repère pour le positionnement de la plaque
- Sans pan coupé : spécial robotique
- Applications :
  - Dot Blotting
  - Dénaturation/hybridation/lavage
  - Stockage de membrane

Réf.	Nombre de puits	Type de fond	Spécificité	Traitement	Unités/ sachet	Unités/ carton	€ HT/ carton
055048	1	Plat	Pan coupé	TC	10	60	NC -
056199	1	Plat	-	TC	10	90	NC -

Plaques rectangulaires Nunc™






- Stériles avec couvercle
- Compatibles avec les systèmes robotisés
- Format standard ANSI
- Dimension ext. L x l x H : 128 x 85,9 x 17,3 mm

Réf.	Nombre de puits	Type de fond	Spécificité	Traitement	Unités/ sachet	Unités/ carton	€ HT/ carton
056276	4	Plat	TC	10	100	60	NC -
056278	8	Plat	TC	10	100	90	NC -

Plaques et microplaques multi-puits transparentes Nunc™







- Stérilisées aux rayons gamma
- En polystyrène
- Traitées Nunclon Delta (TC)
- Traitées Nunclon VITA : pour culture de cellules dites exigeantes telles que cellules souches embryonnaires et pluripotentes humaines
- Plaques Minitray avec couvercle : dimension L x l 84 x 59 mm, surface de culture par puits 0,013 cm²
- Plaques Edge 2.0 : limite l'évaporation ; taux d'évaporation ‹ 2 % sur l'ensemble des 96 puits après 4 jours d'incubation
- 4 rainures situées sur le périmètre (chacune remplie de liquide stérile de solution d'agarose à 0,5 %), agissent comme des barrières à l'évaporation des puits
- Format SBS

Réf.	Nombre de puits	Type de fond	Spécificité	Traitement	Unités/ sachet	Unités/ carton	€ HT/ carton
055047	4	Plat	Couvercle	TC	4	120	NC -
055426	6	Plat	Couvercle	TC	1	75	NC -
055615	6	Plat	Couvercle	TC	5	85	NC -
056744	6	Plat	Couvercle	Nuclon Vita™	1	4	NC -
055428	12	Plat	Couvercle	TC	1	75	NC -
055429	24	Plat	Couvercle	TC	1	75	NC -
055430	24	Plat	Couvercle	TC	5	85	NC -
055431	48	Plat	Couvercle	TC	1	75	NC -
056204	48	Plat	Couvercle	TC	5	85	NC -
055435	60	Conique	Minitray	TC	10	150	NC -
055436	72	Conique	Minitray	TC	10	150	NC -
055260	96	Plat	Couvercle	TC	1	50	NC -
055262	96	Plat	Couvercle	TC	10	160	NC -
055432	96	Plat	Sans couvercle	TC	1	50	NC -
055264	96	Plat	Sans couvercle	TC	10	180	NC -
055434	96	Rond	Couvercle	TC	1	50	NC -
055467	96	Rond	Couvercle	TC	10	160	NC -
055433	96	Rond	Sans couvercle	TC	1	50	NC -
056891	96	Plat	Couvercle, Edge 2.0	TC	1	50	NC -
056892	96	Plat	Couvercle, Edge 2.0	TC	10	160	NC -
056893	96	Plat	Sans couvercle, Edge 2.0	TC	1	50	NC -
056894	96	Plat	Sans couvercle, Edge 2.0	TC	10	160	NC -

Couvercle et adhésifs stériles

Référence	Désignation	Unité d'emb.	Unités/ carton	€ HT/ carton
055610	Couvercle polystyrène stérile	1	60	NC -
055049	Feuille adhésive stérile	200	800	NC -
064031	Feuille adhésive stérile	1	50	NC -