## Plaques Nunc™ (suite)


### Plaques et microplaques transparentes UpCell® Nunc™

Conçues pour permettre une dissociation rapide des cellules de la surface par simple changement de température.

- **Pas de trypsination : protéines de surface et antigènes préservés**
- **Pas d'utilisation de grattoir : bonne viabilité cellulaire**
- **Plaques 6 puits livrées avec des membranes de support qui permettent la collecte de feuilles cellulaires, ainsi que la création de modèles tissulaires en 3D**
- **Avec couvercle**

| Réf. | Nombre de puits | Type de fond | Traitement | Unités/ sachet | Unités/ carton | € HT/ carton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 056711 | 6 | Plat | Upcell | 1 | 6 | NC - |
| 056710 | 12 | Plat | Upcell | 1 | 6 | NC - |
| 056709 | 24 | Plat | Upcell | 1 | 6 | NC - |
| 056708 | 48 | Plat | Upcell | 1 | 6 | NC - |
| 056707 | 96 | Plat | Upcell | 1 | 8 | NC - |






### Microplaques noires et blanches Nunc™

#### Microplaques noires Nunc™

- **Recommandées pour les mesures par fluorescence**
- **Dispersent la lumière et réduisent le bruit de fond**
- **Codes-barres personnalisés disponibles**

| Référence | Nombre de puits | Type de fond | Traitement | Unités/ sachet | Unités/ carton | € HT/ carton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 055210 | 96 | Plat - Noir | TC | 1 | 50 | NC - |
| 055212 | 96 | Plat - Noir | TC | 10 | 160 | NC - |

#### Microplaques blanches Nunc™

- **Recommandées pour les mesures par luminescence**
- **Avec une réflexion maximale et une autoluminescence minimale**
- **Codes-barres personnalisés disponibles**

| Référence | Nombre de puits | Type de fond | Traitement | Unités/ sachet | Unités/ carton | € HT/ carton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 055211 | 96 | Plat - Blanc | TC | 1 | 50 | NC - |
| 055213 | 96 | Plat - Blanc | TC | 10 | 160 | NC - |



## Plaques ClearLine®

### Plaques et microplaques multi-puits transparentes ClearLine®

- **En polystyrène**
- **Stérilisées aux rayons gamma**
- **Marquage alphanumérique**
- **Pan coupé**
- **Taux d'endotoxines certifié ‹ 0,5 EU/ml**
- **Avec couvercle**

Endo-toxines — DNase RNase

| Référence | Nombre de puits | Type de fond | Traitement | Unités/ sachet | Unités/ carton | € HT/ carton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131028C | 6 | Plat | TC | 1 | 100 | NC - |
| 131024C | 12 | Plat | TC | 1 | 100 | NC - |
| 131020C | 24 | Plat | TC | 1 | 100 | NC - |
| 131019C | 48 | Plat | TC | 1 | 100 | NC - |
| 131012C | 96 | Plat | TC | 1 | 100 | NC - |




Prix indicatifs. Consultez www.dulis.be