Erlenmeyer et fioles de Fernbach Corning®

Référence	Volume (ml)	Matière (Erlenmeyer/bouchon)	Avec déflecteurs	Unités/ sachet	Unités/ carton	€ HT/ carton
Erlenmeyer avec bouchon standard						
430421	125	PC/PP	Non	1	50	**NC -**
430183	250	PC/PP	Non	1	50	**NC -**
430422	500	PC/PP	Non	1	25	**NC -**
431146	1000	PC/PP	Non	1	25	**NC -**
431404	125	PC/PP	Oui	1	50	**NC -**
431406	250	PC/PP	Oui	1	50	**NC -**
431408	500	PC/PP	Oui	1	25	**NC -**
431402	1000	PC/PP	Oui	1	25	**NC -**
Erlenmeyer avec bouchon filtrant						
431143	125	PC/PP	Non	1	50	**NC -**
431144	250	PC/PP	Non	1	50	**NC -**
431145	500	PC/PP	Non	1	25	**NC -**
431147	1000	PC/PP	Non	1	25	**NC -**
431255	2000	PC/PP	Non	1	6	**NC -**
431405	125	PC/PP	Oui	1	50	**NC -**
431407	250	PC/PP	Oui	1	50	**NC -**
431401	500	PC/PP	Oui	1	25	**NC -**
431403	1000	PC/PP	Oui	1	25	**NC -**
431256	2000	PC/PP	Oui	1	6	**NC -**
431280	2000	PETG/PP	Non	1	6	**NC -**
431281	2000	PETG/PP	Oui	1	6	**NC -**
Fioles de Fernbach avec bouchon filtrant						
431252	3000	PC/PP	Non	1	4	**NC -**
00431685	5000	PC/PP	Non	1	4	**NC -**
431253	3000	PC/PP	Oui	1	4	**NC -**
00431684	5000	PC/PP	Oui	1	4	**NC -**
431282	3000	PETG/PP	Non	1	4	**NC -**
431284	5000	PETG/PP	Non	1	4	**NC -**
431283	3000	PETG/PP	Oui	1	4	**NC -**
431285	5000	PETG/PP	Oui	1	4	**NC -**

Les Erlenmeyer et Fernbach Corning sont idéaux pour les cultures sous agitation et le stockage.

- **Stérilisés aux rayons gamma**
- **Conformes USP class VI**
- **Emballage individuel**
- **Bouchons filtrants pour optimiser les échanges gazeux**
- **Les systèmes de déflecteurs (ou baffles) permettent une meilleure agitation de la suspension cellulaire**

DNase RNase — Endo-toxines





Erlenmeyer pour culture en suspension en système clos Corning®

Les systèmes clos Corning reduisent de manière significative le risque de contamination lors d'une production, pour un gain de temps de manipulation et augmentation la productivité du process.

- **Livrés stériles et pré-assemblés**
- **Conformes USP Class VI, animal-free BSE-TSE, apyrogènes**
- **Idéal pour inoculer des bioréacteurs**

Référence	Volume (ml)	Matière Erlenmeyer	Connectique	Système aséptique	Unités/ sachet	Unités/ carton	€ HT/ carton
0011405	125	PC	Male Luer Lock	1/8 Dip Tube	1	6	**NC -**
0011465	2000	PC	Male Luer Lock	1/4 Dip Tube	1	2	**NC -**
00431518	2000	PC	Male MPC disconnect	1/4 Dip Tube	1	3	**NC -**
0011501	5000	PC	Male MPC	100 mm aseptic transfer cap	1	2	**NC -**
0011502	5000	PC	Male MPC	100 mm aseptic transfer cap	1	2	**NC -**

Large choix de volumes et de connectiques, nombreux autres modèles disponibles, nous consulter.

